

XO® 4

Calibration of XO Foot Control



YB-795
Version 1.03

XO CARE A/S
Usserød Mølle
Håndværkersvinget 6
DK 2970 Hørsholm
Denmark

+45 70 20 55 11
info@xo-care.com
www.xo-care.com

XO®
Free to focus™

Vejledning i kalibrering af fodkontrol.

1. Placer fodkontrollen på en plan overflade.
2. Tryk joystick syd og tryk på knap A og B samtidig. (Hvis knapperne A og B ikke er tilstæde er det kun nødvendigt at trykke joysticket syd (Kun model 4-1))
3. Tænd for XO 4 unitten og hold knapperne og joystick nede i 5 sekunder.
4. XO 4 unitten vil nu vise følgende fejlmeddelelse: (NETWORK FAIL - CALL SERVICE) denne meddelelse skal ignoreres da den skyldes at kommunikationen til broen afbrydes under kalibrering.
5. Frigør joystick og knapperne. Nu skal lysdioden inde i fodkontrollen blinke langsomt (lysdioden er anbragt til højre for fodpedalen og er synlig gennem åbningen på forsiden). Hvis fodkontrollen ikke er kalibreret, vil lysdioden blinke meget hurtigt, næsten som konstant lys, og det er nødvendigt at starte forfra med punkt 1.
6. Tryk fodpedalen til venstre og hold den der, mens du trykker joysticket mod syd, slip fodpedal og joystick, lysdioden blinker nu lidt hurtigere end før, som indikation på at den venstre værdi er gemt.
7. Tryk fodpedalen til højre og hold den der, mens du trykker joysticket mod syd, slip fodpedal og joystick, lysdioden blinker nu lidt hurtigere end før, som indikation på at den højre værdi er gemt.
8. Pres fodpedalen ned (skal være i midterstilling) og hold den der mens du trykker joysticket mod syd, slip fodpedal og joystick, lysdioden blinker nu endnu hurtigere som indikation på at værdien er gemt og at fodkontrollen har forladt kalibreringen.
9. Genstart XO 4 unitten (sluk og tænd for unitten)

Instruction in calibrating foot control.

1. Place the Foot Control on a plane surface.
2. Press Foot Control Joystick south and hold down Button A and B.(If button A and B are not present, just press foot control joystick south (4-1 model only))
3. Turn Unit power on and keep pressing the buttons and joystick for five seconds.
4. The XO4 unit will issue the message, that the foot control has failed (Network Fail Call service). This message shall be ignored.
5. Release buttons and joystick. Now the LED inside the Foot Control is blinking slowly (you can see the led if you look inside the Foot Control just to the right of the pedal. If the Foot Control is not in calibration mode, the LED is blinking very fast – looks nearly like constant light, and you have to start from step 1).
6. Press pedal to the left most position and press joystick south and release it. Now the LED inside the foot control is blinking a little faster, indicating that the left value is stored.
7. Press pedal to the right most position and press joystick south and release it. Now the LED inside the foot control is blinking even a little faster than before, indicating that the right value is stored.
8. Press pedal down by pressing at the tip of the pedal and press joystick south and release it. (In this step you must press the joystick gentle, to be sure not to tilt the Foot Control, if tilted you have to start from step 1). Now the LED inside the foot control is blinking very fast, indicating that the down value is stored, and the Foot Control has left the calibration mode.
9. The unit is ready for use.

Anleitung zum kalibrieren des fußanlassers

1. Stellen Sie den Fußanlasser auf eine ebene Fläche.
2. Drücken Sie den Joystick des Fußanlassers nach „Süden“ und halten Sie Knopf A und Knopf B gedrückt(falls A und B Knopf nicht vorhanden sind, drücken Sie nur den Joystick nach „Süden“).
3. Schalten Sie die Unit ein, während Sie die Knöpfe und den Joystick weitere fünf Sekunden lang gedrückt halten.
4. Ignorieren Sie die eventuelle erscheinende Anzeige im Display.
5. Wenn Sie die Knöpfe und den Joystick los lassen, blinkt die LED im Fußanlasser langsam (Sie können die LED sehen, wenn Sie rechts am Pedal vorbei in den Fußanlasser hineinblicken. Wenn der Fußanlasser sich nicht im Modus „Kalibrieren“ befindet, blinkt die LED sehr schnell – was beinahe wie ein permanentes Leuchten aussieht. Sie müssen dann noch einmal bei Punkt 1 anfangen.
6. Drücken Sie das Pedal ganz nach links und den Joystick nach „Süden“. Lassen Sie den Joystick wieder los. Jetzt blinkt die LED im Fußanlasser ein wenig schneller und zeigt damit an, dass der linke Wert gespeichert ist.
7. Drücken Sie das Pedal ganz nach rechts und den Joystick nach „Süden“. Lassen Sie den Joystick wieder los. Jetzt blinkt die LED im Fußanlasser noch ein wenig schneller und zeigt damit an, dass der rechte Wert gespeichert ist.
8. Drücken Sie das Pedal behutsam ganz nach unten und den Joystick nach „Süden“. Lassen Sie den Joystick wieder los. (Drücken Sie auch den Joystick sehr behutsam, damit der Fußanlasser nicht wackelt, sonst müssen Sie wieder bei Punkt 1 anfangen. Jetzt blinkt die LED im Fußanlasser sehr schnell und zeigt an, dass der “nach unten Drücken” Wert gespeichert ist und der Fußanlasser hat den Kalibriermodus verlassen.
9. Die Unit ist zum Gebrauch bereit.

Calibration de la pédale XO4 (tous modèles)

1. Placer la pédale sur une surface plane.
2. Maintenir le joystick vers le sud, tout en restant appuyé sur les boutons A et B (si absence des boutons A et B activer seulement le joystick)
3. Mettre l'unit sous tension tout en maintenant la position précédente pendant 5 secondes.
4. Ne pas tenir compte des messages qui pourraient s'afficher sur le display.
5. Relâcher les 2 boutons puis le joystick. La **LED** de la carte pédale doit maintenant clignoter lentement (elle est visible en inclinant la pédale si on regarde par l'ouverture du capot au niveau du levier, si on est pas en mode calibration la **LED** clignote très vite, dans ce cas recommencer a partir de l'étape 1)
6. Pousser le levier de pédale en butée à gauche et valider en inclinant le joystick au sud puis relâcher le joystick et le levier. La **LED** clignote maintenant un peu plus vite ce qui indique que la position a bien était enregistrée.
7. Pousser le levier de pédale en butée droite et valider en inclinant le joystick au sud puis relâcher le joystick et le levier. La **LED** clignote maintenant encore un peu plus vite ce qui indique que la position à bien était enregistrée.
8. Appuyer verticalement sur le levier de pédale et valider en inclinant le joystick au sud puis relâcher le joystick et le levier(durant cette étape attention de ne pas faire remonter le levier lorsque vous actionnez le joystick ,sinon reprendre à partir de l'étape 1)La **LED** clignote maintenant très très vite ce qui indique que la position à bien était enregistrée et que l'on a quitté le mode calibration de la pédale.
9. L'unit est maintenant prés a fonctionner.