

Güvenlik bilgi formu

Yönetmelik (AB) No. 1907/2006 göre (REACH)

Ticari ürün ismi : XO Fabric Makeup
Revizyon tarihi : 17.10.2019
Basım tarihi : 20.10.2019

Versiyon : 1.0.0

BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği

1.1 Madde/Karışım kimliği

XO Fabric Makeup

1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Uygun tanımlanmış kullanımlar

XO Fabric Makeup suni deriden yapılmış bütün oturma yeri döşemelerinin temizlik ve bakımında kullanılır ve diş hekimliği tedavi koltuklarının ve diğer suni deri döşemelerin korunmasında çok etkilidir.

Ürün kategorileri [PC]

PC35 - PC 35 - Yıkama ve temizlik maddeleri

Tavsiye edilmeyen kullanımlar

Talimatlara uygun kullanıldığı takdirde yoktur.

Yorum

Ürün mesleki kullanım içindir.

1.3 Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

Tedarikçi (üretici/ithalatçı/münhasır temsilci/arkadan gelen uygulayıcı/tacir)

orochemie GmbH + Co. KG

Sokak : Max-Planck-Straße 27

Posta kodu/Şehir : 70806 Kornwestheim

Telefon : +49 7154 1308-0

Telefaks : +49 7154 1308-40

Danışılacak kişi : XO CARE A/S, Håndværkersvinget 6, DK-2970 Hørsholm

Tel: +45 7020 5511, Fax: +45 7020 5510, info@xo-care.com, xo-care.com

1.4 Acil durum telefon numarası

INT: +49 6132 84463 (24 h/7 d)

BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

2.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması

Yönetmelik (AT) NO. 1272/2008 [CLP] uyarınca sınıflandırma

Hiçbiri

Sınıflandırma yöntemi

Derecelendirme, 1272/2008 [CLP] Sayılı Direktifin (AB) değerlendirme yöntemlerine ve şirketin kendi incelemelerine göre yapılmıştır.

2.2 Etiket unsurları

(AT) No.1272/2008 [CLP] yönetmeliğine göre işaretlenme

Belli karışımlarının tamamlayıcı işaretleme unsurları için özel talimatlar

EUH210

Talep halinde güvenlik bilgi formu sağlanabilir.

2.3 Diğer zararlar

Hiçbiri

BÖLÜM 3: Bileşim/İçindekiler hakkında bilgi

3.2 Karışımlar

Tarif

XO Fabric Makeup özel yüzey aktif maddeler, silikon bileşikler ve avokado yağından elde edilmiş bakım bileşenleri içerir.

Tehlikeli içerik maddeleri

SILOXANES AND SILICONES, DI-ME, 3-3-(3-COCO AMIDOPROPYL) DIMETHYLAMMONIO-2-HYDROXYPROPOXYPROPYL GROUP- TERMINATED, ACETATES (SALTS) ; CAS No : 134737-05-6

Güvenlik bilgi formu

Yönetmelik (AB) No. 1907/2006 göre (REACH)

Ticari ürün ismi : XO Fabric Makeup
Revizyon tarihi : 17.10.2019
Basım tarihi : 20.10.2019

Versiyon : 1.0.0

Ağırlık payı : $\geq 1 - < 5 \%$
Sınıflandırma 1272/2008 [CLP] : Aquatic Chronic 3 ; H412
SEKONDER ALKOL, ETOKSİLE (> 5 - 15 EO) ; REACH No. : - ; CAS No : 68131-40-8
Ağırlık payı : $\geq 1 - < 3 \%$
Sınıflandırma 1272/2008 [CLP] : Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302

İlave bilgiler

H- ve EUH -cümlelerin tam metni: 16 bölümüne bakınız.

BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri

4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması

Genel bilgiler

Tüm şüpheli hallerde ve semptomların mevcut olması durumunda doktora başvurun.

İnhalasyondan sonra

Özel önlem alınması gerekmez.

Cilt temasında

Bol suyla yıkayın. Tüm şüpheli hallerde ve semptomların mevcut olması durumunda doktora başvurun.

Göz temasından sonra

Göz ile teması halinde gözü 10 ila 15 dakika akan su ile yıkayın ve göz doktoruna başvurun.

Yuttuktan sonra

Özel önlem alınması gerekmez. Bilinci kapalı bir kişiye veya krampları olan birine asla ağızdan birşey vermeyin.

4.2 Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Bilgi bulunmamaktadır.

4.3 Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Hiçbiri

BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri

5.1 Yangın söndürücüler

Uygun söndürme maddesi

Karbondioksit (CO₂) Söndürme tozu Su püskürtme jiklesi Sprey su Ürünün kendisi yanıcı değildir. Söndürme tedbirlerini çevreye uygun belirleyin.

Uygun olmayan söndürme maddesi

Yüksek güçlü su püskürtme jeti

5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Karbonmonoksit Karbondioksit Silikon dioksit (SiO₂)

Tehlikeli yanma ürünleri

Bilinmiyor.

5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Koruyucu ekipmanı ortamdaki yangına göre belirleyin.

Yangınla mücadelede özel koruyucu ekipmanlar

Koruyucu ekipmanı ortamdaki yangına göre belirleyin.

BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler

6.1 Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Kişisel koruyucu ekipman kullanın. 7. ve 8. noktadaki koruma tedbirlerine bakın.

Acil durumlar için eğitilmiş personel için değil

Kişisel koruyucu ekipman kullanın. 7. ve 8. noktadaki koruma tedbirlerine bakın.

Güvenlik bilgi formu

Yönetmelik (AB) No. 1907/2006 göre (REACH)

Ticari ürün ismi :
Revizyon tarihi :
Basım tarihi :

XO Fabric Makeup
17.10.2019
20.10.2019

Versiyon :

1.0.0

Acil ekiplere

Kişisel koruyucu ekipman

7. ve 8. noktadaki koruma tedbirlerine bakın.

6.2 Çevresel önlemler

Yeraltına/topraklara ulaşmasını engelleyiniz. Kanalizasyona veya sulara sızmasına izin vermeyin.

6.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Temizlik için

Sıvı bağlayıcı materyal (kum, kieselgur, asit bağlayıcısı, universal bağlayıcı) ile absorbe edin. Toplanan materyale, atıkla ilgili bölüme uygun müdahale edilmelidir.

6.4 Diğer bölümlere atıflar

Hiçbiri

BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama

7.1 Güvenli elleçleme için önlemler

Sadece orijinal kaplarında muhafaza edin/depolayın. Lütfen bidon üzerindeki kullanım talimatlarını ve direktiflerini dikkate alın.

Koruma tedbirleri ve davranış kuralları

Yangın önleme önlemleri

Önleyici yangın korumasının olağan tedbirleri. Kullanım sırasında sigara içmeyin.

7.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Depolama odaları ve hazne şartları

Sadece orijinal kaplarında muhafaza edin/depolayın. Sıkı kapatılmış kapta muhafaza edin. Kabı serin ve iyi havalandıran bir yerde muhafaza ediniz. 5 °C'nin altındaki sıcaklıklarda saklamayın.

Birlikte depolama bilgileri

Gıda maddelerini ayrı saklayın.

7.3 Belirli son kullanımlar

Hiçbiri

BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma

8.1 Kontrol parametreleri

DNEL-/PNEC değerleri

Preparatın kendisiyle ilgili hazır veri yoktur.

8.2 Maruz kalma kontrolleri

Kişisel koruyucu ekipman

Göz/yüz koruması

Özel tedbirler gerekli değildir.

Deri koruması

El koruması

Kısa süreli maruziyet (Düzey 2: < 30 dk): EN374 sınıf III tek kullanımlık eldivenler, örn. nitril kauçuk, materyal kalınlığı 0,1 mm.

Uzun süreli maruziyet (Düzey 6: < 480 dk): EN374 sınıf III koruyucu eldivenler, örn. nitril kauçuk, materyal kalınlığı 0,7 mm.

Kimyasal maddelerle çalışırken sadece 4 haneli kontrol numarasını taşıyan CE etiketli kimyasallara karşı koruyucu eldivenler giymeye izin vardır.

Vücut koruması

Vücut koruması: gerekli değildir.

Solunum koruması

Özel tedbirler gerekli değildir.

Güvenlik bilgi formu

Yönetmelik (AB) No. 1907/2006 göre (REACH)

Ticari ürün ismi : XO Fabric Makeup
Revizyon tarihi : 17.10.2019
Basım tarihi : 20.10.2019

Versiyon : 1.0.0

Genel bilgiler

Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Ara vermelerden önce ve iş bitişinde eller yıkanmalı. İş giysilerini ayrı muhafaza edin. İş yerinde yemek yemeyin, içmeyin, sigara içmeyin, burnunuzu çekmeyin.

Diğer korunma tedbirleri

Maruziyeti engellemek için teknik tedbirler

Yeterli havalandırma sağlayın.

BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler

9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

Görünüş : Sıvı

Renk : beyaz

Koku : karakteristik

Güvenlik tekniği ile ilgili karakteristik büyüklükler

Erime noktası / donma noktası :	(1013 hPa)		belirlenmemiş
Kaynama noktası/kaynama bölgesi :	(1013 hPa)	yaklaşık	100 °C
Ayrışma ısısı :	(1013 hPa)		belirlenmemiş
Alevlenme noktası :			kullanılabilir değil
Kendi kendini tutuşturma ısısı :			kullanılabilir değil
Alt patlama sınırı :			kullanılabilir değil
Üst patlama sınırı :			kullanılabilir değil
Buhar basıncı :	(50 °C)		belirlenmemiş
Yoğunluk :	(20 °C)		0,988 - 0,998 g/cm ³
Solvent separasyon testi :	(20 °C)	<	3 %
Suda çözünürlük :	(20 °C)		100 Ağırl. %-
pH değeri :			2,5 - 5,5
log P O/W :			belirlenmemiş
Ford tüpü boşalma zamanı :	(20 °C)	<	20 s DIN bardak 4 mm
Koku eşiği :			belirlenmemiş
Maksimal VOC içeriği (AT) :			0 Ağırl. %-
Oksitleyici sıvı :			Kullanılabilir değil.
Patlayıcı özellikler :			Kullanılabilir değil.
Metaller için aşındırıcı madde veya karışım :			Metaller üzerinde korozif etki göstermez.

9.2 Diğer bilgiler

Hiçbiri

BÖLÜM 10: Kararlılık ve tepkime

10.1 Tepkime

Talimatlara uygun kullanıldığı takdirde yoktur.

10.2 Kimyasal kararlılık

Önerilen saklama ve kullanma koşullarında kararlıdır (bkz. Bölüm 7).

10.3 Zararlı tepkime olasılığı

Talimatlara uygun kullanıldığı takdirde yoktur.

10.4 Kaçınılması gereken durumlar

Bilgi bulunmamaktadır.

10.5 Kaçınılması gereken maddeler

Bilgi bulunmamaktadır.

10.6 Zararlı bozunma ürünleri

Bilinmiyor.

Güvenlik bilgi formu

Yönetmelik (AB) No. 1907/2006 göre (REACH)

Ticari ürün ismi : XO Fabric Makeup
Revizyon tarihi : 17.10.2019
Basım tarihi : 20.10.2019

Versiyon : 1.0.0

BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler

11.1 Toksik etkiler hakkında bilgi

Akut toksisite

Akut oral toksisite

Parametre : ATEmix hesaplanmış
Maruziyet yolu : Oral
Etki dozu : 41667 mg/kg
Parametre : ATE (SEKONDER ALKOL, ETOKSİLE (> 5 - 15 EO) ; CAS No : 68131-40-8)
Maruziyet yolu : Oral
Etki dozu : 500 mg/kg
Mevcut veri bulunmamaktadır.

Pratikten gelen/insandaki tecrübeler

İnsanlar üzerinde bilinen bir toksik etkisi yoktur.

Akut dermal toksisitesi

Parametre : ATEmix hesaplanmış
Maruziyet yolu : Dermal
Etki dozu : anlamsız

Akut inhalasyon toksisite

Parametre : ATEmix hesaplanmış
Maruziyet yolu : İnhalasyon (buharı)
Etki dozu : anlamsız

Aşınma

Göz teması Tahriş edici değildir. Yöntem : OECD 437.

Solunum/cilt hassaslaştırma

Bilgi bulunmamaktadır.

CMR etkileri (kanserojenik, mutajenik, reproduksiyon için tehlikeli etkiler)

Bilgi bulunmamaktadır.

11.5 İlave veriler

Derecelendirme, 1272/2008 [CLP] Sayılı Direktifin (AB) değerlendirme yöntemlerine ve şirketin kendi incelemelerine göre yapılmıştır.

BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler

12.1 Toksisite

Sucul toksisite

Preparatın kendisiyle ilgili hazır veri yoktur.

12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik

Abiyotik yıkım

Mevcut veri bulunmamaktadır.

Biyolojik bozunabilirlik

Bu karışımda bulunan sürfaktan deterjanlara ilişkin Düzenleme (EC) No. 648/2004'te bulunan biyo-çözünürlük kriterlerine uygundur.

12.3 Biyobirikim potansiyeli

Bilgi bulunmamaktadır.

12.4 Toprakta hareketlilik

Dağılım

Kullanılabilir veriler yok

Adsorpsiyon

Güvenlik bilgi formu

Yönetmelik (AB) No. 1907/2006 göre (REACH)

Ticari ürün ismi : XO Fabric Makeup
Revizyon tarihi : 17.10.2019
Basım tarihi : 20.10.2019

Versiyon : 1.0.0

12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

Bilgi bulunmamaktadır.

12.6 Diğer olumsuz etkiler

Bilgi bulunmamaktadır.

12.7 İlave eko-toksikoloji bilgileri

Yeraltına/topraklara ulaşmasını engelleyiniz. Kanalizasyona veya sulara sızmasına izin vermeyin.

BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri

13.1 Atık işleme yöntemleri

Ürün/paketleme tasfiyesi

EAK/AVV uyarınca atık kodu/atık sembolleri

Atık anahtarı ürün

Konsantre/büyük miktarlar: 07 06 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atık.

Atık işleme seçenekleri

Uygun atık giderilmesi / Ürün

Resmi düzenlemeleri dikkate alarak bertaraf edin. Atık giderilmesi için ilgili ve ruhsatlı atık gidericisine danışın.

Uygun atık giderilmesi / Ambalaj

Kontamine olmayan ve tamamen boşaltılmış ambalajlar geri kazanım işlemine alınabilir. Kontamine ambalajlara, aynı ürüne olduğu gibi muamele edilmelidir.

BÖLÜM 14: Taşımacılık bilgileri

14.1 UN numarası

Transport talimatları açısından tehlikeli madde değildir.

14.2 Uygun UN taşımacılık adı

Transport talimatları açısından tehlikeli madde değildir.

14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı

Transport talimatları açısından tehlikeli madde değildir.

14.4 Ambalajlama grubu

Transport talimatları açısından tehlikeli madde değildir.

14.5 Çevresel zararlar

Transport talimatları açısından tehlikeli madde değildir.

14.6 Kullanıcı için özel önlemler

Hiçbiri

14.7 MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık

uygulanmaz

BÖLÜM 15: Mevzuat bilgileri

15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

Ulusal talimatlar

Mesleki sınırlama ile ilgili bilgiler

Hiçbiri

15.2 Madde güvenlik değerlendirilmesi

Bu karışım için madde güvenlik değerlendirilmesi yapılmamıştır.

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

Güvenlik bilgi formu

Yönetmelik (AB) No. 1907/2006 göre (REACH)

Ticari ürün ismi : XO Fabric Makeup
Revizyon tarihi : 17.10.2019
Basım tarihi : 20.10.2019

Versiyon : 1.0.0

16.1 Değişiklik bilgileri

16.2 Kısaltma ve akronimler

ADR = Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması
ATE = Akut Toksisite Tahmini
CAS = Kimyasal Kuramlar Servisi
CLP = Sınıflandırma, Etiketleme ve Paketleme Yönetmeliği [Yönetmelik (EC) No. 1272/2008]
CMR = Kanserojen, Mutajen ve Üreme İçin Toksik
CO₂ = Karbondioksit
DMEL = Türetilmiş En Küçük Etki Düzeyi
DNEL = Türetilmiş Etki Gözlenmeyen Düzey
EC = Avrupa Komisyonu
EC50 = Medyan etkili konsantrasyon
EN = Avrupa Standardı (Norm)
AB = Avrupa Birliği
EUH ifadesi = CLP-Özel Tehlike ifadesi
EWC = Avrupa Atık Kataloğu
GHS = Kimyasalların Sınıflandırılması ve Etiketlenmesi için Küresel Uyumlaştırılmış Sistem
H ifadesi = GHS Tehlike ifadesi
IATA = Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği
ICAO-TI = Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü - Teknik Talimatlar
IMDG = Uluslararası Deniz Yoluyla Taşınan Tehlikeli Yükler
LC50 = Ortalama ölümcül konsantrasyon
LD50 = Ortalama ölümcül doz
LogPow = Oktanol/su dağılım katsayısının 10 tabanlı logaritması
MARPOL 73/78 = 1978 Protokolü ile değiştirilmiş, 1973 Denizlerin Gemiler Tarafından Kirlenmesini Önlemeye Yönelik Uluslararası Sözleşme. ("Marpol" = deniz kirliliği)
NOEC/NOEL = Gözlemlenmeyen etki konsantrasyonu/düzeyi
OECD = Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
PBT = Kalıcı, Biyobirikimli ve Toksik
PNEC = Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon
REACH = Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Yönetmeliği [Yönetmelik (EC) No. 1907/2006]
RID = Tehlikeli Yüklerin Demiryolu ile Taşınmasına İlişkin Yönetmelik
RMM = Risk Yönetim Ölçümü
RRN = REACH Kayıt Numarası
STOT-RE = Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı Maruz Kalma
STOT-SE = Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek Maruz Kalma
SVHC = Yüksek Önem Arz Eden Maddeler
TLV/STEL = Eşik sınır değer / kısa süreli maruziyet sınırı
TLV/TWA = Eşik sınır değer / zaman ağırlıklı ortalama
BM = Birleşmiş Milletler
VOC = Uçucu Organik Bileşen
vPvB = Çok Kalıcı, Çok Biyobirikimli

16.3 Önemli literatür bilgileri ve veri kaynakları

Hiçbiri

16.4 Karışımların ve kullanılan değerlendirme yöntemlerinin (EG) 1272/2008 numaralı [CLP] yönergesi uyarınca sınıflandırılması

Derecelendirme, 1272/2008 [CLP] Sayılı Direktifin (AB) değerlendirme yöntemlerine ve şirketin kendi incelemelerine göre yapılmıştır.

16.5 H- ve EUH -cümlelerin tam metni (Numara ve tam tekst)

H302 Yutulması halinde zararlıdır.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

16.6 Eğitim bilgileri

Hiçbiri

16.7 İlave veriler

Etiket üzerindeki kullanma talimatını dikkate alın.

Güvenlik bilgi formu

Yönetmelik (AB) No. 1907/2006 göre (REACH)

Ticari ürün ismi : XO Fabric Makeup
Revizyon tarihi : 17.10.2019
Basım tarihi : 20.10.2019

Versiyon : 1.0.0

Bu veri formunun bilgileri baskı sırasındaki bilgi düzeyimizi yansıtmaktadırlar. Bilgiler, bu emniyet veri formunda adı geçen ürünün emniyetli bir şekilde depolanması, işlemi, transportu ve atılımına yönelik yardımlar vermek içindir. Bu bilgiler başka ürünler için kullanılamaz. Ürün başka materyallerle karıştırıldığında veya işlendiğinde, bu emniyet veri formunun bilgileri yeni ürüne basitçe aktarılamazdır.