

# Ohutuskaart

## vastavalt Määrus (EÜ) nr 1907/2006 (REACH)

Toote kaubanduslik nimetus : XO Fabric Makeup

Muudetud : 17.10.2019

Trükkimise kuupäev : 20.10.2019

Versioon :

1.0.0

### 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

#### 1.1 Tootetähis

XO Fabric Makeup

#### 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

##### Asjassepuutuvad identifitseeritud kasutused

XO Fabric Makeup abil saab puhastada ja hooldada kõiki kunstnahast istmekatteid ning see on väga tõhus vahend, mida kasutades püsib hambaravitoolide ja muude kunstnahast katete kvaliteet.

##### Tootekategooriad [PC]

PC35 - PC 35 - Pesu- ja puhastustooted

##### Mittesoovitatavad kasutusalaad

Ei ole selliseid, kui kasutamine toimub eeskirjade kohaselt.

##### Märkus

Toode on mõeldud professionaalseks kasutamiseks.

#### 1.3 Andmed ohutuskardi tarnija kohta

##### Tarnija (tootja/importija/ainuesindaja/allkasutaja/hulgimüüja)

orochemie GmbH + Co. KG

Tänav : Max-Planck-Straße 27

Sihtnumber/koht : 70806 Kornwestheim

Telefon : +49 7154 1308-0

Faks : +49 7154 1308-40

Teavet annab : XO CARE A/S, Håndværkersvinget 6, DK-2970 Hørsholm

Telefon: +45 7020 5511, Telefaks: +45 7020 5510, info@xo-care.com, xo-care.com

#### 1.4 Hädaabitelefoninumber

INT: +49 6132 84463 (24 h/7 d)

### 2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

#### 2.1 Aine või segu klassifitseerimine

##### Klassifitseerimine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP]

Mitte ükski

##### Klassifitseerimismeetod

Klassifitseerimine toimus (EÜ) määruse nr 1272/2008 [CLP] hindamismeetodite ja oma uuringute alusel.

#### 2.2 Märgistuselemendid

##### Märgistamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP]

Täiendavate märgistuselementide kasutamise erieeskirjad teatavate segude puhul

EUH210

Ohutuskart nõudmisel kättesaadav.

#### 2.3 Muud ohud

Mitte ükski

### 3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta

#### 3.2 Segud

##### Kirjeldus

XO Fabric Makeup on segu, mis sisaldab spetsiaalseid tensiide, ränidioksiidi ühendeid ning avokaadoõlist pärit hooldusaineid.

##### Ohtlikud koostisained

SILOXANES AND SILICONES, DI-ME, 3-3-(3-COCO AMIDOPROPYL) DIMETHYLAMMONIO-2-HYDROXYPROPOXYPROPYL

# Ohutuskaart

## vastavalt Määrus (EÜ) nr 1907/2006 (REACH)

Toote kaubanduslik nimetus : XO Fabric Makeup  
Muudetud : 17.10.2019  
Trükkimise kuupäev : 20.10.2019

Versioon : 1.0.0

GROUP- TERMINATED, ACETATES (SALTS) ; CAS nr. : 134737-05-6  
Massiosa :  $\geq 1 - < 5 \%$   
Klassifitseerimine 1272/2008 [CLP] : Aquatic Chronic 3 ; H412  
SEKUNDAARNE ALKOHOL, ETOKSÜLEERITUD ( > 5 - 15 EO) ; REACH-i nr : - ; CAS nr. : 68131-40-8  
Massiosa :  $\geq 1 - < 3 \%$   
Klassifitseerimine 1272/2008 [CLP] : Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302

### Lisateave

Vastavalt H- ja EUH-lausetele: vt osa 16.

## 4. JAGU. Esmaabimeetmed

### 4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus

#### Üldised märkused

Kahtluse korral või sümptomite esinemisel pöörduda arsti poole.

#### Sissehingamisel

Puudub vajadus eriliste meetmete rakendamiseks.

#### Nahale sattumisel

Pesta rohke veega. Kahtluse korral või sümptomite esinemisel pöörduda arsti poole.

#### Silmadega kokkupuute järel

Silma sattumisel loputada avatud laugudega silmi 10 kuni 15 minutit voolava vee all ja pöörduda silmaarsti poole.

#### Allaneelamisel

Puudub vajadus eriliste meetmete rakendamiseks. Tingimata vältida suu kaudu manustamist teadvuseta isikule või krampide esinemise korral.

### 4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Teave puudub.

### 4.3 Märges igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Mitte ükski

## 5. JAGU. Tulekustutusmeetmed

### 5.1 Tulekustutusvahendid

#### Sobivad kustutusvahendid

Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>) Kustutuspulber Veepihusti Veeudu Toode ei ole võimeline iseseisvalt põlema.  
Tulekustutusmeetmed kohandada ümbrusega.

#### Sobimatud kustutusvahendid

Tugev veejuga

### 5.2 Aine või seguga seotud erilised ohud

süsinikmonoksiid Süsinikdioksiid Ränidioksiid (SiO<sub>2</sub>)

#### Ohtlikud põlemisomadused

Ei ole teada.

### 5.3 Nõuanded tuletõrjujatele

Kaitsevahendite kasutamine määrata vastavalt tulekahju keskkonnale.

#### Spetsiaalne kaitsevarustus tulekahju kustutamisel

Kaitsevahendite kasutamine määrata vastavalt tulekahju keskkonnale.

## 6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

### 6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Kasutada isikukaitsevahendeid. Vt kaitsemeetmed punktis 7 ja 8.

# Ohutuskaart

## vastavalt Määrus (EÜ) nr 1907/2006 (REACH)

Toote kaubanduslik nimetus : XO Fabric Makeup  
Muudetud : 17.10.2019  
Trükkimise kuupäev : 20.10.2019

Versioon : 1.0.0

### Tavapersonal

Kasutada isikukaitsevahendeid. Vt kaitsemeetmed punktis 7 ja 8.

### Päästetöötajad

#### Isikukaitse

Vt kaitsemeetmed punktis 7 ja 8.

### 6.2 Keskkonnakaitse meetmed

Vältida aluspinnasesse/mullapinda sattumist. Vältida kanalisatsiooni või veekogudesse sattumist.

### 6.3 Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

#### Puhastamiseks

Absorbeerida vedelikku siduva materjaliga (liiv, diatomiit, happesidujad, universaalsed sidujad). Kogutud materjal käidelda vastavalt peatükile Jäätmekäitlus.

### 6.4 Viited muudele jagudele

Mitte ükski

## 7. JAGU. Käitlemine ja ladustamine

### 7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Hoida/ladustada ainult originaalmahutis. Järgida mahutil olevaid ohutusnõudeid ja kasutusjuhendit.

#### Kaitsemeetmed

##### Meetmed tulekahju vältimiseks

Ennetava tulekaitse tavapäraseid meetmed. Käitlemisel suitsetamine keelatud.

### 7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

#### Nõuded laoruumidele ja mahutitele

Hoida/ladustada ainult originaalmahutis. Hoida pakend tihedalt suletuna. Hoida jahedas hästi ventileeritavas kohas. Mitte hoiustada temperatuuril alla 5 °C.

#### Koosladustamise juhised

Hoiustada toiduainetest eraldi.

### 7.3 Erikasutus

Mitte ükski

## 8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

### 8.1 Kontrolliparameetrid

#### Tuletatud mittetoimiva taseme (DNEL)/arvutusliku mittetoimiva sisalduse (PNEC) väärtused

Andmed valmistise kohta ei ole kättesaadavad.

### 8.2 Kokkupuute ohjamine

#### Isikukaitse

##### Silmade-/näokaitse

Erilised ettevaatusabinõud ei ole vajalikud.

#### Nahakaitse

##### Käte kaitsmine

Lühiajaline kontakt (tasand 2: < 30 min): EN 374-le vastavad ühekordsed III kategooria kaitsekindad, materjal nt nitril, pinna paksus 0,1 mm.

Pikaajaline kontakt (tasand 6: < 480 min): EN 374-le vastavad III kategooria kaitsekindad, materjal nt nitril, pinna paksus 0,7 mm.

Kemikaalide käitlemisel tuleb kanda CE märgistuse ja neljakohalise kontrollnumbriga kemikaalikindlaid kaitsekindaid.

##### Naha kaitsmine

Naha kaitsmine: ei ole nõutav.

# Ohutuskaart

## vastavalt Määrus (EÜ) nr 1907/2006 (REACH)

Toote kaubanduslik nimetus : XO Fabric Makeup  
Muudetud : 17.10.2019  
Trükkimise kuupäev : 20.10.2019

Versioon : 1.0.0

### Hingamisteede kaitsevahendid

Erilised ettevaatusabinõud ei ole vajalikud.

### Üldised märkused

Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Enne töös pausi tegemist ja töö lõpetamisel tuleb käsi pesta. Hoida tööriietust eraldi. Käitlemise ajal söömine, joomine, suitsetamine, intensiivne sissehingamine keelatud.

### Muud kaitsemeetmed

#### Tehnilised meetmed kokkupuute vältimiseks

Tagada piisav ventilatsioon.

## 9. JAGU. Füüsikalised ja keemilised omadused

### 9.1 Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

**Välimus :** Vedel

**Värv :** valge

**Lõhn :** iseloomulik

#### Ohutusnäitajad

|                                             |                                             |    |                   |                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----|-------------------|-------------------|
| <b>Sulamis- / külmumispunkt :</b>           | ( 1013 hPa )                                |    | määramata         |                   |
| <b>Keemise algpunkt ja keemisivahemik :</b> | ( 1013 hPa )                                | ca | 100               | °C                |
| <b>Lagunemistemperatuur :</b>               | ( 1013 hPa )                                |    | määramata         |                   |
| <b>Leekpunkt :</b>                          |                                             |    | ei ole rakendatav |                   |
| <b>Isesüttimistemperatuur :</b>             |                                             |    | ei ole rakendatav |                   |
| <b>Alumine plahvatuspiir :</b>              |                                             |    | ei ole rakendatav |                   |
| <b>Ülemine plahvatuspiir :</b>              |                                             |    | ei ole rakendatav |                   |
| <b>Aururõhk :</b>                           | ( 50 °C )                                   |    | määramata         |                   |
| <b>Tihedus :</b>                            | ( 20 °C )                                   |    | 0,988 - 0,998     | g/cm <sup>3</sup> |
| <b>Lahusti eraldamise test :</b>            | ( 20 °C )                                   | <  | 3                 | %                 |
| <b>Lahustuvus vees :</b>                    | ( 20 °C )                                   |    | 100               | Kaalu-%           |
| <b>pH :</b>                                 |                                             |    | 2,5 - 5,5         |                   |
| <b>log P O/W :</b>                          |                                             |    | määramata         |                   |
| <b>Väljavoolamisaeg :</b>                   | ( 20 °C )                                   | <  | 20                | s DIN-anum 4 mm   |
| <b>Lõhnalävi :</b>                          |                                             |    | määramata         |                   |
| <b>Maksimaalne LOÜ sisaldus (EÜ) :</b>      |                                             |    | 0                 | Kaalu-%           |
| <b>Oksüdeerivad vedelikud :</b>             | Ei ole rakendatav.                          |    |                   |                   |
| <b>Plahvatusohtlikkus :</b>                 | Ei ole rakendatav.                          |    |                   |                   |
| <b>Metalle söövitav :</b>                   | Ei avalda metallidele korrodeerivat toimet. |    |                   |                   |

### 9.2 Muu teave

Mitte ükski

## 10. JAGU. Püsivus ja reaktsioonivõime

### 10.1 Reaktsioonivõime

Ei ole selliseid, kui kasutamine toimub eeskirjade kohaselt.

### 10.2 Keemiline stabiilsus

Kui hoiustamine ja käsitlemine toimub soovitatavate eeskirjade kohaselt (vt lõiku 7), on ta stabiilne.

### 10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Ei ole selliseid, kui kasutamine toimub eeskirjade kohaselt.

### 10.4 Tingimused, mida tuleb vältida

Teave puudub.

### 10.5 Kokkusobimatud materjalid

Teave puudub.

# Ohutuskaart

## vastavalt Määrus (EÜ) nr 1907/2006 (REACH)

Toote kaubanduslik nimetus : XO Fabric Makeup  
Muudetud : 17.10.2019  
Trükkimise kuupäev : 20.10.2019

Versioon : 1.0.0

### 10.6 Ohtlikud lagusaadused

Ei ole teada.

## 11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

### 11.1 Teave toksikoloogiliste mõjude kohta

#### Akuutne toksilisus

##### Akuutne oraalne toksilisus

Parameeter : ATEmix arvestatud  
Kokkupuute viis : Oraalne  
Toimiv annus : 41667 mg/kg  
Parameeter : ATE ( SEKUNDAARNE ALKOHOL, ETOKSÜLEERITUD ( > 5 - 15 EO ) ; CAS nr. : 68131-40-8 )  
Kokkupuute viis : Oraalne  
Toimiv annus : 500 mg/kg  
Andmed puuduvad.

##### Praktikal/inimuuringutel põhinevad kogemused

Inimeste puhul pole toksilist toimet täheldatud.

##### Äge mürgisus nahale sattumisel

Parameeter : ATEmix arvestatud  
Kokkupuute viis : Dermaalne  
Toimiv annus : mitteoluline

##### Äge mürgisus sissehingamisel

Parameeter : ATEmix arvestatud  
Kokkupuute viis : Sissehingamine (aur)  
Toimiv annus : mitteoluline

#### Söövitus

Silma sattumine Ei ole ärritav. Meetod : OECD 437.

#### Hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav

Teave puudub.

#### CMR-mõjud (kantserogeensus, mutageensus ja reproduktiivtoksilisus)

Teave puudub.

### 11.5 Lisainformatsioon

Klassifitseerimine toimus (EÜ) määruse nr 1272/2008 [CLP] hindamismeetodite ja oma uuringute alusel.

## 12. JAGU. Ökoloogiline teave

### 12.1 Toksilisus

#### Mürgine veeorganismidele

Andmed valmistise kohta ei ole kättesaadavad.

### 12.2 Püsivus ja lagunduvus

#### Abiootiline lagunemine

Andmed puuduvad.

#### Bioloogiline lagundamine

Antud segus sisalduvate pindaktiivsete ainete vastab biolagundatavuse kriteeriumidele, mis on detergentidele sätestatud EÜ määruses nr. 648/2004.

### 12.3 Bioakumulatsioon

Teave puudub.

### 12.4 Liikuvus pinnases

#### Jaotumine

Andmed pole kättesaadavad

# Ohutuskaart

## vastavalt Määrus (EÜ) nr 1907/2006 (REACH)

Toote kaubanduslik nimetus : XO Fabric Makeup

Muudetud : 17.10.2019

Trükkimise kuupäev : 20.10.2019

Versioon :

1.0.0

### Adsorptsioon

#### 12.5 Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Teave puudub.

#### 12.6 Muud kahjulikud mõjud

Teave puudub.

#### 12.7 Täiendav keskkonnamürgisust puudutav teave

Vältida aluspinnasesse/mullapinda sattumist. Vältida kanalisatsiooni või veekogudesse sattumist.

## 13. JAGU. Jäätmekäitlus

### 13.1 Jäätmetöötlusmeetodid

#### Toote/pakendi kahjutuks tegemine

##### Jäätmekoodid/jäätmemääratlused vastavalt EWC/AVV

##### Jäätmekood toode

Kontsentraat/suuremad kogused: 07 06 99 jäätmeid ei ole mujal nimetatud.

##### Heitmekäitluse võimalused

##### Nõuetekohane jäätmekäitlus / Toode

Kõrvaldada ametkondlikke eeskirju järgides. Jäätmekäitluse osas pidada nõu jäätmeluba omava jäätmete vastuvõtjaga.

##### Nõuetekohane jäätmekäitlus / Pakend

Mittesaastunud ja täielikult tühjendatud pakendeid saab taaskasutada. Saastunud pakendeid käidelda samamoodi nagu neis sisalduvat ainet.

## 14. JAGU. Veonõuded

### 14.1 ÜRO number

Ei ole ohtlik veos veoeskirjade tähenduses.

### 14.2 ÜRO veose tunnusnimetus

Ei ole ohtlik veos veoeskirjade tähenduses.

### 14.3 Transpordi ohuklass(id)

Ei ole ohtlik veos veoeskirjade tähenduses.

### 14.4 Pakendirühm

Ei ole ohtlik veos veoeskirjade tähenduses.

### 14.5 Keskkonnaohud

Ei ole ohtlik veos veoeskirjade tähenduses.

### 14.6 Eriettevaatusabinõud kasutajatele

Mitte ükski

### 14.7 Transportimine mahtlastina kooskõlas MARPOLi II lisaga ja IBC koodeksiga

ei kohaldata

## 15. JAGU. Reguleerivad õigusaktid

### 15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

#### Siseriiklikud eeskirjad

Andmed piirangute kohta töötajate rakendamisel

Mitte ükski

### 15.2 Kemikaaliohutuse hindamine

# Ohutuskaart

## vastavalt Määrus (EÜ) nr 1907/2006 (REACH)

Toote kaubanduslik nimetus : XO Fabric Makeup  
Muudetud : 17.10.2019  
Trükkimise kuupäev : 20.10.2019

Versioon : 1.0.0

Sellele segule ei ole tehtud kemikaaliohutuse hindamist.

### 16. JAGU. Muu teave

#### 16.1 Muutmisjuhised

-

#### 16.2 Lühendid ja akronüümid

ADR = Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe  
ATE = Acute Toxicity Estimates  
CAS = Chemical Abstracts' teenistus  
CEN = Euroopa Standardikomitee  
CLP = Klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määrus [EÜ määrus nr 1272/2008]  
CMR = Kantserogeensed, mutageensed ja reprotoksilised ained  
CO<sub>2</sub> = Süsinikdioksiid  
DMEL = Tuletatud minimaalne toimetase  
DNEL = Tuletatud mittetoimiv tase  
EC = Euroopa Komisjon  
EC50 = Keskmine mõjuv kontsentratsioon  
EN = Euroopa standard (norm)  
EÜ = Euroopa Ühendus  
EUH-lause = CLP eriohulause  
EWC = Mahuti jäätmekoodid  
GHS = Kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise globaalne harmoneeritud süsteem  
H-lause = GHS ohulause  
IATA = Rahvusvaheliste Õhuvedude Assotsiatsioon  
ICAO-TI = Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon - tehnilised eeskirjad  
IMDG = Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo koodeks/eeskiri  
LC50 = Keskmine letaalne kontsentratsioon  
LD50 = Keskmine letaalne doos  
LogP o/w = Oktanool/vesi jaotuskoefitsiendi logaritm  
LOU = Lenduvad orgaanilised ühendid  
MARPOL 73/78 = 1973.a Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimiseks laevadelt, muudetud 1978.a protokolliga. ("Marpol" - merereostus) Allkasutaja  
NOEC/NOEL = Tähteldavat toimet mitteavaldav kontsentratsioon/sisaldus  
OECD = Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon  
PBT = Püsivad, bioakumuleeruvad ja mürgised  
PNEC = Arvutuslik mittetoimiv sisaldus  
REACH = Kemikaalide registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja piiramise määrus [EÜ määrus nr 1907/2006]  
RID = Ohtlike veoste rahvusvahelise raudteeveo kokkulepe  
STOT-RE = Mürgistus siseelundi suhtes - korduv kokkupuude  
STOT-SE = Mürgistus siseelundi suhtes - ühekordne kokkupuude  
SVHC = Väga ohtlikud ained  
TLV/STEL = Lävepiirangu väärtus/lühiajalise kokkupuute piirväärtus  
TLV/TWA = Lävepiirangu väärtus/ajaga kaalutud keskmine  
ÜRO = Ühinenud Rahvaste Organisatsioon  
vPvB = Väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad

#### 16.3 Olulisemad kirjandusviited ja andmeallikad

Mitte ükski

#### 16.4 Segude klassifitseerimine ja kasutatud hindamismeetod vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP]

Klassifitseerimine toimus (EÜ) määruse nr 1272/2008 [CLP] hindamismeetodite ja oma uuringute alusel.

#### 16.5 Vastavalt H- ja EUH-lausele (Number ja täistekst)

|      |                                               |
|------|-----------------------------------------------|
| H302 | Allaneelamisel kahjulik.                      |
| H318 | Põhjustab raskeid silmakahjustusi.            |
| H412 | Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. |

#### 16.6 Koolitusjuhised

Mitte ükski

# Ohutuskaart

## vastavalt Määrus (EÜ) nr 1907/2006 (REACH)

Toote kaubanduslik nimetus : XO Fabric Makeup  
Muudetud : 17.10.2019  
Trükkimise kuupäev : 20.10.2019

Version : 1.0.0

---

### 16.7 Lisainformatsioon

Jälgida etiketil esitatud kasutusjuhendit.

---

Käesoleval ohutuskaardil äratoodud teave põhineb meie teadmistel ohutuskaardi trükkimineku ajal. Teave annab Teile pidepunktid käesoleval ohutuskaardil nimetatud tootega ohutuks ümberkäimiseks selle hoidmisel, käitlemisel, transpordil ja jäätmekäitluses. Andmeid ei saa üle kanda teistele toodetele. Kui ainet segatakse või töödeldakse teiste materjalidega, või neid töödeldakse, ei saa käesoleval ohutuskaardil äratoodud teavet, kui ei nähtu teisiti, sel viisil valmistatud uuele materjalile üle kanda.

---