

Drošības datu lapā

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)

Produkta nosaukums : XO Fabric Makeup
Labojums : 17.10.2019
Iespēšanas datums : 20.10.2019

Versija : 1.0.0

1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmēj sabiedrības/uzņēmuma identificēšana

1.1 Produkta identifikators

XO Fabric Makeup

1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Atbilstošais konstatētais pielietojums

XO Fabric Makeup paredzēts visu no mākslīgās ādas izgatavoto krēslu pārvalku tīrīšanai un kopšanai, un tas būtiski ietekmē ārstniecisko procedūru krēslu un ādas pārvalku saglabāšanu labā stāvoklī.

Produktu kategorija [PC]

PC35 - PC 35 - Mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļi

Lietošana, no kuras ieteicams izvairīties

Nav, ja izmanto paredzētajā kārtībā.

Piezīme

Produkts paredzēts profesionālai lietošanai.

1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Piegādātājs (ražotājs/importētājs/ekskluzīvais pārstāvis/pakārtotais lietotājs/tirgotājs)

orochemie GmbH + Co. KG

Iela : Max-Planck-Straße 27

Pasta indekss/vieta : 70806 Kornwestheim

Telefons : +49 7154 1308-0

Telefakss : +49 7154 1308-40

Kontaktpersona informācijas saņemšanai : XO CARE A/S, Håndværkersvinget 6, DK-2970 Hørsholm
Tel: +45 7020 5511, Fax: +45 7020 5510, info@xo-care.com, xo-care.com

1.4 Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

INT: +49 6132 84463 (24 h/7 d)

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

2.1 Vielas vai maisījuma klasificēšana

Klasifikācijas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

Nav

Klasificēšanas procedūra

Klasifikācija veikta saskaņā ar regulas (EK) Nr. 1272/2008 [CLP] un paša uzņēmuma novērtēšanas metodēm.

2.2 Etiķetes elementi

Marķējums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

Īpaši noteikumi par papildu marķēšanas elementiem noteiktiem maisījumiem

EUH210

Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

2.3 Citi apdraudējumi

Nav

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.2 Maisījumi

Apraksts

XO Fabric Makeup satur īpašas virsmaktīvās vielas, silīcija savienojumus un no avokādo eļļas iegūtas kopšanai paredzētas sastāvdaļas.

Bīstamas sastāvdaļas

SILOXANES AND SILICONES, DI-ME, 3-3-(3-COCO AMIDOPROPYL) DIMETHYLAMMONIO-2-HYDROXYPROPOXYPROPYL

Drošības datu lapā

saskaņā ar Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)

Produkta nosaukums : XO Fabric Makeup
Labojums : 17.10.2019
Iespiešanas datums : 20.10.2019

Versija : 1.0.0

GROUP- TERMINATED, ACETATES (SALTS) ; CAS Nr. : 134737-05-6
Svars procentuāli : $\geq 1 - < 5 \%$
Klasifikācijas 1272/2008 [CLP] : Aquatic Chronic 3 ; H412
SEKUNDĀRS ALKOHOLS, ETOKSILĒTS (> 5 - 15 EO) ; REACH Nr. : - ; CAS Nr. : 68131-40-8
Svars procentuāli : $\geq 1 - < 3 \%$
Klasifikācijas 1272/2008 [CLP] : Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302

Papildus norādījumi

H- un EUH frāžu teksts: sk. 16 nodaļu.

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Vispārīgā informācija

Šaubu gadījumos vai ja izpaužas simptomi vēršieties pie ārsta.

Pēc ieelpošanas

Īpaši pasākumi nav nepieciešami.

Saskares ar ādu gadījumā

Noskalojiet ar lielu daudzumu ūdens. Šaubu gadījumos vai ja izpaužas simptomi vēršieties pie ārsta.

Pēc saskares ar acīm

Saskares ar acīm gadījumā nekavējoties veiciet skalošanu 10 līdz 15 minūtes zem tekoša ūdens, acu plakstiņiem esot atvērtiem, un pēc tam vēršieties pie acu ārsta.

Pēc norīšanas

Īpaši pasākumi nav nepieciešami. Personām, kuras ir bezsamaņā vai kurām ir krampji, aizliegts dot jebko mutē.

4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

Informācija nav pieejama.

4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Nav

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi

Oglekļa dioksīds (CO₂) Uguns dzēšanas pulveris Ūdens strūkļa Ūdens migla Produkts pats nav degošs. Pielāgojiet ugunsdzēsības pasākumus attiecīgajai videi.

Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi

Spēcīga ūdens strūkļa

5.2 Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Oglekļa mono-oksīds Oglekļa dioksīds Silīcija dioksīds (SiO₂)

Bīstami sadegšanas produkti

Nav zināms.

5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Pielāgojiet aizsargierīces aizsardzībai pret degšanu no vairākām pusēm.

Īpašs aizsargaprīkojums ugungrēka dzēšanas vajadzībām

Pielāgojiet aizsargierīces aizsardzībai pret degšanu no vairākām pusēm.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

6.1 Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Drošības datu lapā

saskaņā ar Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)

Produkta nosaukums : XO Fabric Makeup
Labojums : 17.10.2019
Iespēšanas datums : 20.10.2019

Versija : 1.0.0

Izmantojiet personīgo aizsargapriekojumu. Sk. informāciju par drošības pasākumiem pie 7. un 8. punkta.

Personām, kuras nav apmācītas ārkārtas situācijām

Izmantojiet personīgo aizsargapriekojumu. Sk. informāciju par drošības pasākumiem pie 7. un 8. punkta.

Ārkārtas palīdzības sniedzējiem

Personāla aizsardzība

Sk. informāciju par drošības pasākumiem pie 7. un 8. punkta.

6.2 Vides drošības pasākumi

Neļaujiet nonākt pazemē/zemē. Neļaujiet nonākt ūdeņos vai kanalizācijā.

6.3 Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Tīrīšanai

Savāciet ar šķidrumu uzsūcošām saistvielām (smiltis, diatomītu, skābju vai universālas saistvielas). Savāktu vielu utilizējiet saskaņā ar norādījumiem instrukcijas nodaļā.

6.4 Atsauce uz citām iedaļām

Nav

7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana

7.1 Piesardzība drošai lietošanai

Turēt/uzglabāt tikai oriģinālajā tvertnē. Lūdzu, ievērojiet uz tvertnes norādītās drošības instrukcijas un norādījumus.

Drošības pasākumi

Ugunsdrošības pasākumi

Vispārīgie ugunsdrošības pasākumi. Nesmēķēt, darbojoties ar vielu.

7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Prasības noliktavu telpām un tvertnēm

Turēt/uzglabāt tikai oriģinālajā tvertnē. Uzglabāt cieši noslēgtu. Uzglabāvietā tvertni vēsā, labi vēdināmā vietā. Neuzglabāt temperatūrā, kas ir zemāka par 5 °C.

Norādījumi par uzglabāšanu kopējā noliktavas telpā

Uzglabāt atsevišķi no pārtikas.

7.3 Konkrēts(-i) galalietojšanas veids(-i)

Nav

8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

8.1 Pārvaldības parametri

DNEL/PNEC vērtības

Tieši uz preparāta dati nav norādīti.

8.2 Iedarbības pārvaldība

Personāla aizsardzība

Acu/sejas aizsardzība

Īpaši drošības pasākumi nav nepieciešami.

Ādas aizsardzība

Roku aizsardzība

Īstermiņa iedarbība (2. līmenis: < 30 min.): vienreizlietojamie cimdi līdz EN374 III kategorijai, piem., nitrila kaučuka, materiāla biezums 0,1 mm.

Ilgtermiņa iedarbība (6. līmenis: < 480 min.): vienreizlietojamie cimdi līdz EN374 III kategorijai, piem., nitrila kaučuka, materiāla biezums 0,7 mm.

Strādājot ar ķīmiskām vielām obligāti jāvalkā atbilstošs aizsargcimds ar CE marķējumu, ieskaitot četru ciparu kontroles numuru.

Ķermeņa aizsardzība

Ķermeņa aizsardzība: nav nepieciešams.

Drošības datu lapā

saskaņā ar Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)

Produkta nosaukums : XO Fabric Makeup
Labojums : 17.10.2019
Iespēšanas datums : 20.10.2019

Versija : 1.0.0

Respirators

Īpaši drošības pasākumi nav nepieciešami.

Vispārīgā informācija

Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Pirms pārtraukumiem un pēc darba nomazgājiet rokas. Darba tērpu uzglabājiet atsevišķi. Darba vietā ir aizliegts ēst, dzert, smēķēt vai smēķēt.

Citi drošības pasākumi

Tehniskie pasākumi kaitīgas iedarbības novēršanai

Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju.

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1 Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

Izskats : Šķidr

Krāsa : balts

Smarža : raksturīgi

Drošības tehnikas parametri

Kušanas/sasalšanas temperatūra :	(1013 hPa)		nav noteikts	
Viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons :	(1013 hPa)	aptuveni	100	°C
Noārdīšanās temperatūra :	(1013 hPa)		nav noteikts	
Degšanas punkts :			nav piemērojams	
Pašaizdegšanās temperatūra :			nav piemērojams	
Zemākā sprādzienbīstamības robeža :			nav piemērojams	
Augstākā sprādzienbīstamības robežvērtība :			nav piemērojams	
Tvaika spiediens :	(50 °C)		nav noteikts	
Blīvums :	(20 °C)		0,988 - 0,998	g/cm ³
Šķīdinātāju atdalīšanas tests :	(20 °C)	<	3	%
Šķīdība ūdenī :	(20 °C)		100	Masas %
pH :			2,5 - 5,5	
log P O/W :			nav noteikts	
Izplūšanas laiks :	(20 °C)	<	20	s
Smaržas sliekšnis :			nav noteikts	
Maksimālais GOS saturs (EK) :			0	Masas %
Oksidējoši šķidrumi :			Nav piemērojams.	
Sprādzienbīstamības īpašības :			Nav piemērojams.	
Izraisa metālu koroziju :			Neizraisa metālu koroziju.	

9.2 Cita informācija

Nav

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

10.1 Reaģētspēja

Nav, ja izmanto paredzētajā kārtībā.

10.2 Ķīmiskā stabilitāte

Stabils, ja tiek ievēroti ieteiktie uzglabāšanas un lietošanas noteikumi (skat. 7. sadaļu).

10.3 Bīstamu reakciju iespējamība

Nav, ja izmanto paredzētajā kārtībā.

10.4 Apstākļi, no kuriem jāvairās

Informācija nav pieejama.

10.5 Nesaderīgi materiāli

Drošības datu lapā

saskaņā ar Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)

Produkta nosaukums : XO Fabric Makeup
Labojums : 17.10.2019
Iespēšanas datums : 20.10.2019

Versija : 1.0.0

Informācija nav pieejama.

10.6 Bīstami noārdīšanās produkti

Nav zināms.

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

11.1 Informācija par toksikoloģisko ietekmi

Akūta toksicitāte

Akūta orāla toksicitāte

Parametri :	ATEmix aprēķināts
Ekspozīcijas ceļš :	Orāls
Deva iedarbībai :	41667 mg/kg
Parametri :	ATE (SEKUNDĀRS ALKOHOLS, ETOKSILĒTS (> 5 - 15 EO) ; CAS Nr. : 68131-40-8)
Ekspozīcijas ceļš :	Orāls
Deva iedarbībai :	500 mg/kg

Nav pieejamu datu.

Praktiska pieredze/ ar cilvēkiem

Nav zināms par toksisku iedarbību uz cilvēkiem.

Akūta ādas toksicitāte

Parametri :	ATEmix aprēķināts
Ekspozīcijas ceļš :	Dermāls
Deva iedarbībai :	neatbilstošs

Akūta toksicitāte ieelpošanas rezultātā

Parametri :	ATEmix aprēķināts
Ekspozīcijas ceļš :	Ieelpošana (tvaikus)
Deva iedarbībai :	neatbilstošs

Kodīgums

Saskarsme ar acīm Nav kairinošs. Metode : OECD 437.

Elpceļu vai ādas sensibilizācija

Informācija nav pieejama.

CMR ietekme (kancerogēnas, mutagēnas vai reproduktīvajai funkcijai toksiskas vielas)

Informācija nav pieejama.

11.5 Papildu informācija

Klasifikācija veikta saskaņā ar regulas (EK) Nr. 1272/2008 [CLP] un paša uzņēmuma novērtēšanas metodēm.

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

12.1 Toksiskums

Ūdens toksicitāte

Tieši uz preparāta dati nav norādīti.

12.2 Noturība un spēja noārdīties

Abiotiskā noārdīšanās

Nav pieejamu datu.

Bioloģiska noārdīšanās

Virsmas aktīvs, kas iekļauts šajā maisījumā, atbilst biodegradabilitātes kritērijiem, kas noteikti Regulā (EC) Nr. 648/2004 par šķīdumiem.

12.3 Bioakumulācijas potenciāls

Informācija nav pieejama.

12.4 Mobilitāte augsnē

Drošības datu lapā

saskaņā ar Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)

Produkta nosaukums : XO Fabric Makeup
Labojums : 17.10.2019
Iespēšanas datums : 20.10.2019

Versija : 1.0.0

Sadalījums

Nav pieejami dati

Adsorbciija

12.5 PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Informācija nav pieejama.

12.6 Citas nelabvēlīgas ietekmes

Informācija nav pieejama.

12.7 Papildu informācija par ekotoksicitāti

Neļaujiet nonākt pazemē/zemē. Neļaujiet nonākt ūdeņos vai kanalizācijā.

13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu

13.1 Atkritumu apstrādes metodes

Produkta/iepakoējuma utilizēšana

Atkritumu kods/atkritumu nosaukums atbilstoši EAK/AVV

Atkritumu pozīcija produkts

Koncentrāts / lielāki daudzumi: 07 06 99 Atkritumi, nav noteikts citādi.

Atkritumu apsaimniekošanas risinājumi

Adekvāta utilizācija / Produkts

Aizvākt ievērojot vietējos spēkā esošos noteikumus. Par atkritumu utilizāciju vienojieties ar atbildīgo autorizēto utilizācijas iestādi.

Adekvāta utilizācija / Iepakojums

Iepakojumi, kas ir iztukšoti un nav kontaminēti, var tikt izmantoti atkārtoti. Ar kontaminētajiem iepakojumiem jārikojas tāpat kā ar vielām.

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

14.1 ANO numurs

Nav klasificējama kā bīstama krava transportēšanas noteikumu nozīmē.

14.2 ANO sūtišanas nosaukums

Nav klasificējama kā bīstama krava transportēšanas noteikumu nozīmē.

14.3 Transportēšanas bīstamības klase(-es)

Nav klasificējama kā bīstama krava transportēšanas noteikumu nozīmē.

14.4 Iepakojuma grupa

Nav klasificējama kā bīstama krava transportēšanas noteikumu nozīmē.

14.5 Vides apdraudējumi

Nav klasificējama kā bīstama krava transportēšanas noteikumu nozīmē.

14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

Nav

14.7 Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL II pielikumam un IBC kodeksam

neattiecas

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

15.1 Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

Nacionālie noteikumi

Norādes par darba ierobežojumiem

Nav

Drošības datu lapā

saskaņā ar Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)

Produkta nosaukums : XO Fabric Makeup
Labojums : 17.10.2019
Iespēšanas datums : 20.10.2019

Versija : 1.0.0

15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums

Šim maisījumam netika veikts vielu ķīmiskās drošības novērtējums.

16. IEDAĻA: Cita informācija

16.1 Norādījumi par grozījumiem

-

16.2 Saisinājumi un akronīmi

ADR = Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu
ATE = Akūtās toksicitātes novērtējums
CAS = Ķīmiskais referatīvais dienests
CEN = Eiropas standartizācijas komiteja
CLP = Klasificēšanas, marķēšanas un iepakojšanas regula [Regula (EK) No. 1272/2008]
CMR = Kancerogēns, mutagēns vai toksisks reproduktīvajām spējām
CO₂ = Oglekļa dioksīds
DMEL = Atvasinātais minimālās iedarbības līmenis
DNEL = Atvasinātais beziedarbības līmenis
EAK = Eiropas atkritumu katalogs
EK = Eiropas Komisija
EC50 = Koncentrācija, pie kuras 50% testa organismu novērojams iedarbības efekts
EN = Eiropas Standarts
ES = Eiropas Savienība
EUH uzraksts = CLP specifisks brīdinājuma uzraksts
GHS = Ķīmisko vielu klasificēšanas un marķēšanas globāli harmonizētā sistēma
H statement = GHS Brīdinājuma uzraksts
IATA = Starptautiskā gaisa pārvadājumu asociācija
ICAO-TI = Starptautiskā civilās aviācijas organizācija - Tehniskā instrukcija
IBC = Vidējas kravnesības konteiners
IC50 = Koncentrācija, kas inhibē 50% testa organismu
IMDG = Starptautiskais līgums par bīstamo kravu pārvadāšanu pa jūru
LC50 = Letālā koncentrācija 50% testa organismu
LD50 = Letālā deva 50% testa organismu
LogPow = oktanola/ūdens sadalīšanās koeficienta logaritms
MARPOL 73/78 = 1973.gada Starptautiskā konvencija par piesārņošanas novēršanu no kuģiem un tās 1978.gada protokols. ("Marpol" = jūras piesārņošana)
NOEC/NOEL = Nenovērotās ietekmes koncentrācija/līmenis
OECD = Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija
PBT = Noturīgs, bioakumulējošs un toksisks
PNEC = Paredzamā koncentrācija, pie kuras nenovēro nelabvēlīgu iedarbību
PPE = Individuālie aizsardzības glīdzekļi
REACH = Ķīmisko vielu reģistrācija, novērtēšana, licencēšana un ierobežojumi [Regula (EK) Nr. 1907/2006]
RID = Līgums par bīstamo kravu starptautisko pārvadāšanu pa dzelzceļu
STOT-RE = Toksiska ietekme uz mērķorgānu - atkārtota iedarbība
STOT-SE = Toksiska ietekme uz mērķorgānu - vienreizēja iedarbība
SVHC = Ļoti lielas bažas izraisošas vielas
TLV/STEL = Īstermiņa ekspozīcijas robežvērtība
TLV/TWA = Sliekšņa robežvērtība, laika svērtais vidējais
UN = Apvienotās nācības
GOS = Gaistošs organiskais savienojums vPvB = Ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva viela

16.3 Būtiskas norādes literatūrā un datu avotos

Nav

16.4 Maisījumu klasificēšana un piemērotā aprēķina metode atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

Klasifikācija veikta saskaņā ar regulas (EK) Nr. 1272/2008 [CLP] un paša uzņēmuma novērtēšanas metodēm.

16.5 H- un EUH frāžu teksts (Numurs un viss teksts)

H302 Kaitīgs, ja norij.
H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.

Drošības datu lapā

saskaņā ar Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)

Produkta nosaukums : XO Fabric Makeup
Labojums : 17.10.2019
Iespēšanas datums : 20.10.2019

Versija : 1.0.0

H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

16.6 Apmācības instrukcijas

Nav

16.7 Papildu informācija

Ievērojiet uz etiķetes norādītās lietošanas instrukcijas.

Informācija drošības datu lapā atbilst mūsu labākajām zināšanām spiediena piemērošanas gadījumos. Informācijai ir jāsniedz padomus par drošu rīcību ar produktiem, kas norādīti drošības datu lapā, tos uzglabājot, apstrādājot, transportējot un utilizējot. Dati nav piemērojami citiem produktiem. Ja produkts tiek samaisīts, sajaukts vai apstrādāts ar citiem materiāliem, vai tiek pakļauti apstrādei, drošības datu lapā ietvertie dati nevar tikt piemēroti jaunproducētajam materiālam, izņemot gadījumus, ja rezultāti atšķiras.
