

Наредба за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)

Търговско наименование : XO Fabric Makeup
Преработено издание : 17.10.2019
Дата на отпечатване : 20.10.2019

Версия : 1.0.0

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/ предприятието

1.1 Идентификатор на продукта

XO Fabric Makeup

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Важни идентифицирани приложения

XO Fabric Makeup почиства и поддържа всякакви покрития за седалки от изкуствена кожа и е високо ефективен за поддържане стойността на столовете за дентално лечение и други покрития от изкуствена кожа.

Категория на продукти [PC]

PC35 - PC 35 - Продукти за измиване и почистване

Употреба, която не се препоръчва

Няма, ако с него се работи съгласно инструкциите.

Забележка

Продуктът е предназначен за професионална употреба.

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Доставчик (производител/вносител/представител/потребител надолу по веригата/търговец)

orochemie GmbH + Co. KG

Улица : Max-Planck-Straße 27

Пощенски код/населено място : 70806 Kornwestheim

Телефон : +49 7154 1308-0

Факс : +49 7154 1308-40

Лице за контакти за информация : XO CARE A/S, Håndværkersvinget 6, DK-2970 Hørsholm

Tel: +45 7020 5511, Fax: +45 7020 5510, info@xo-care.com, xo-care.com

1.4 Телефонен номер при спешни случаи

INT: +49 6132 84463 (24 h/7 d)

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Класификация съгл. Регламента (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

Никоя

Процедурата за класифициране

Класификацията бе извършена въз основа на методите на пресмятане в Регламент (ЕО) Nr. 1272/2008 [CLP], както и на някои собствени изследвания.

2.2 Елементи на етикета

Обозначаване съгл. Директива (ЕС) № 1272/2008 [CLP]

Особени предписания за допълнителни обозначителни елементи за определени смеси

EUN210

Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.

2.3 Други опасности

Никоя

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.2 Смеси

Описание

XO Fabric Makeup съдържа специални тензиди, силиконови съставки и съставки, получени от масло от авокадо.

Опасни съставки

Наредба за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)

Търговско наименование : XO Fabric Makeup
Преработено издание : 17.10.2019
Дата на отпечатване : 20.10.2019

Версия : 1.0.0

SILOXANES AND SILICONES, DI-ME, 3-3-(3-COCO AMIDOPROPYL) DIMETHYLAMMONIO-2-HYDROXYPROPOXYPROPYL GROUP- TERMINATED, ACETATES (SALTS) ; CAS N : 134737-05-6

Тегловна част : $\geq 1 - < 5 \%$

Класификация 1272/2008 [CLP] : Aquatic Chronic 3 ; H412

ВТОРИЧЕН АЛКОХОЛ, ЕТОКСИЛИРАН (> 5 - 15 EO) ; REACH No. : - ; CAS N : 68131-40-8

Тегловна част : $\geq 1 - < 3 \%$

Класификация 1272/2008 [CLP] : Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302

Допълнителна информация

Точен текст на H- и EUN изречения: виж раздел 16.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1 Описание на мерките за първа помощ

Общи указания

При всички случаи на колебание или ако има налични симптоми, потърсете съвет от лекар.

След вдишване

Не са необходими специални мерки.

При контакт с кожата

Да се измие обилно с вода. При всички случаи на колебание или ако има налични симптоми, потърсете съвет от лекар.

След контакт с очите

При допир с очите веднага изплакнете с отворени клепачи 10 до 15 минути под течаща вода и потърсете очен лекар.

След поглъщане

Не са необходими специални мерки. Никога да не се дава нищо през устата на човек, който е в безсъзнание, или който има гърчове.

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Няма налична информация.

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Никоя

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1 Пожарогасителни средства

Подходящи пожарогасителни средства

Въглероден двуокис (CO₂) Пожарогасящ прах Разпръскваща струя вода Воден кондензат Самият продукт не гори. Мерките за гасене на пожара да се съобразят с обкръжаващата среда.

Неподходящи пожарогасителни средства

Силна струя вода

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Въглероден монооксид Въглероден двуокис Силициев двуокис (SiO₂)

Опасни продукти на горене

Не са известни.

5.3 Съвети за пожарникарите

Нагласете предпазните средства, за да обградите огъня.

Специална защитна екипировка при борба с пожар

Нагласете предпазните средства, за да обградите огъня.

Наредба за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)

Търговско наименование : XO Fabric Makeup
Преработено издание : 17.10.2019
Дата на отпечатване : 20.10.2019

Версия : 1.0.0

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Използвайте лична защитна екипировка. Виж мерки за безопасност в точка 7 и 8.

За персонал, който не отговаря за спешни случаи

Използвайте лична защитна екипировка. Виж мерки за безопасност в точка 7 и 8.

За лицата, отговорни за спешни случаи

Индивидуално защитно оборудване

Виж мерки за безопасност в точка 7 и 8.

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да не се допуска проникване в почвата/под почвата. Да не се допуска проникване в канализацията или откритите водни басейни.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

За почистване

Да се полие механично със свързващ материал (пясък, диатомит, свързващо вещество за киселини или универсално). Взетият материал да се третира съобразно раздела за отпадъци.

6.4 Позоваване на други раздели

Никоя

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

Да се съхранява само в оригиналната опаковка. Моля спазвайте инструкциите за безопасност и упътванията за работа върху барабана.

Предпазни мерки

Мерки за противопожарна защита

Обичайни мерки за предпазване от пожар. Да не се пуши по време на работа.

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Изисквания към помещенията за съхранение и контейнерите

Да се съхранява само в оригиналната опаковка. Съдът да се държи плътно затворен. Контейнерът да се съхраняват на хладно, добре проветриво място. Да не се съхранява при температури под 5 °C.

Информация за съхранение в общи складови помещения

Съхранявайте отделно от храни.

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Никоя

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1 Параметри на контрол

DNEL-/PNEC- стойности

Няма налични данни относно самата подготовка.

8.2 Контрол на експозицията

Индивидуално защитно оборудване

Защита на очите/лицето

Не са необходими специални мерки за безопасност.

Защита на кожата

Защита на ръцете

Краткотрайна експозиция (Ниво 2: < 30 минути): ръкавици за еднократна употреба от EN374 категория III, напр. нитрилова гума, дебелина на материала 0,1 mm.

Наредба за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)

Търговско наименование : XO Fabric Makeup
Преработено издание : 17.10.2019
Дата на отпечатване : 20.10.2019

Версия : 1.0.0

Дълготрайна експозиция (Ниво 6: < 480 минути): предпазни ръкавици от EN374 категория III, напр. нитрилова гума, дебелина на материала 0,7 mm.

При работа с химически вещества да се носят само ръкавици за химическа защита, обозначени със знак CE, включващ четирицифрен контролен номер.

Защита на тялото

Защита на тялото: не се изисква.

Дихателна защита

Не са необходими специални мерки за безопасност.

Общи указания

Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни. Да се измиват ръцете преди почивка и в края на работния ден. Работното облекло да се съхранява отделно. Да не се яде, пие, пуши и допуска хрема на работното място.

Други предпазни мерки

Технически мерки за предотвратяване на експлозия

Да се осигури достатъчна вентилация.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

Изглед : Течен

Цвят : бял

Миризма : характерен

Характеристики за техническа безопасност

Точка на топене/точка на замръзване :	(1013 hPa)	неопределен	
Точка на кипене/интервал на кипене :	(1013 hPa)	около	100 °C
Температура на разпадане :	(1013 hPa)	неопределен	
Точка на възпламеняване :		неприложим	
Температура на самозапалване :		неприложим	
Долна граница на взривоопасност :		неприложим	
Горна граница на взривоопасност :		неприложим	
Парно налягане :	(50 °C)	неопределен	
Плътност :	(20 °C)	0,988 - 0,998	g/cm ³
Тест за отделяне на разтворители :	(20 °C)	<	3 %
Водоразтворимост :	(20 °C)		100 Тегл. %
pH :			2,5 - 5,5
log P O/W :		неопределен	
Време на изтичане :	(20 °C)	<	20 s DIN-cup 4 mm
Праг на миризмата :		неопределен	
Максимално съдържание на ЛОС (ЕО):			0 Тегл. %
Оксидиращи течности :	Неприложим.		
Експлозивни свойства :	Неприложим.		
Корозивно за металите :	Няма корозивно въздействие върху метали.		

9.2 Друга информация

Никоя

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1 Реактивност

Наредба за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)

Търговско наименование : XO Fabric Makeup
Преработено издание : 17.10.2019
Дата на отпечатване : 20.10.2019

Версия : 1.0.0

Няма, ако с него се работи съгласно инструкциите.

10.2 Химична стабилност

Стабилни при препоръчаните условия на съхранение и работа (вижте точка 7).

10.3 Възможност за опасни реакции

Няма, ако с него се работи съгласно инструкциите.

10.4 Условия, които трябва да се избягват

Няма налична информация.

10.5 Несъвместими материали

Няма налична информация.

10.6 Опасни продукти на разпадане

Не са известни.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1 Информация за токсикологичните ефекти

Остра токсичност

Остра орална токсикоза

Параметър :	ATEmix пресметнат
Маршрут на излагане :	Орален
Ефективна доза :	41667 mg/kg
Параметър :	АТЕ (ВТОРИЧЕН АЛКОХОЛ, ЕТОКСИЛИРАН (> 5 - 15 EO) ; CAS N : 68131-40-8)
Маршрут на излагане :	Орален
Ефективна доза :	500 mg/kg

Няма данни.

Опит от практиката/опити с хора

Няма познати токсични ефекти при хора.

Акутна дермална токсичност

Параметър :	ATEmix пресметнат
Маршрут на излагане :	Дермален
Ефективна доза :	нерелевантен

Акутна токсичност при инхалиране

Параметър :	ATEmix пресметнат
Маршрут на излагане :	Инхалация (пара)
Ефективна доза :	нерелевантен

Корозия

Контакт с очите Недразнещ. Метод : OECD 437.

Сенсibiliзация на дихателните пътища или кожата

Няма налична информация.

CMR въздействия (канцерогенни, мутагенни или опасни за репродуктивните способности)

Няма налична информация.

11.5 Допълнителни данни

Класификацията бе извършена въз основа на методите на пресмятане в Регламент (ЕО) Nr. 1272/2008 [CLP], както и на някои собствени изследвания.

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1 Токсичност

Токсичност на водите

Няма налични данни относно самата подготовка.

Наредба за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)

Търговско наименование : XO Fabric Makeup
Преработено издание : 17.10.2019
Дата на отпечатване : 20.10.2019

Версия : 1.0.0

12.2 Устойчивост и разградимост

Абиотично разграждане

Няма данни.

Биологично разграждане

Повърхностно активното вещество, съдържащо се в тази смес отговаря на критериите за биоразградимост, както е предвидено в регламента (ЕО) 648/2004 относно детергентите.

12.3 Биоакмулираща способност

Няма налична информация.

12.4 Преносимост в почвата

Разпределение

Нама налични данни

Адсорбция

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

Няма налична информация.

12.6 Други неблагоприятни ефекти

Няма налична информация.

12.7 Допълнителна екотоксикологична информация

Да не се допуска проникване в почвата/под почвата. Да не се допуска проникване в канализацията или откритите водни басейни.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1 Методи за третиране на отпадъци

Отстраняване на продукта/опаковката като отпадък

Код на отпадъка/обозначение на отпадъка съгл. Европейския каталог за отпадъци/Регламент за списъка на отпадъци

Код на отпадъка продукт

Концентрат/по-големи количества: 07 06 99 отпадък, не е посочено друго.

Опции за преработка на отпадъците

Целесъобразна обработка на отпадък / Продукт

Да се отстрани в съответствие с административните разпоредби. Обърнете се към местната лицензирана фирма за сметоизвозване относно изхвърлянето на отпадъци.

Целесъобразна обработка на отпадък / Опаковка

Изпразнените и почистени опаковки могат да бъдат рециклирани. Замърсените опаковки трябва да се третираят като самия материал.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

14.1 Номер по списъка на ООН

Не представлява опасно вещество по смисъла на наредбите за товарен транспорт.

14.2 Точно на наименование на пратката по списъка на ООН

Не представлява опасно вещество по смисъла на наредбите за товарен транспорт.

14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране

Не представлява опасно вещество по смисъла на наредбите за товарен транспорт.

14.4 Опаковъчна група

Не представлява опасно вещество по смисъла на наредбите за товарен транспорт.

14.5 Опасности за околната среда

Не представлява опасно вещество по смисъла на наредбите за товарен транспорт.

14.6 Специални предпазни мерки за потребителите

Никоя

Наредба за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)

Търговско наименование : XO Fabric Makeup
Преработено издание : 17.10.2019
Дата на отпечатване : 20.10.2019

Версия : 1.0.0

14.7 Транспортиране в наливно състояние съгласно анекс II към MARPOL и Кодекса IBC

неприложимо

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Национални разпоредби

Указания относно ограничения при работа

Никоя

15.2 Оценка на безопасността на химично вещество или смес

За тази смес не е направена оценка на безопасността й.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

16.1 Указания за промяна

-

16.2 Съкращения и акроними

ADR = Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе
ATE = Оценки на остра токсичност
CAS = Служба за химични индекси
CLP = Регламент относно класифицирането, етикетирането и опаковането [Регламент (ЕО) № 1272/2008]
CMR = канцероген, мутаген или токсичен за репродукцията агент
CO₂ = въглероден диоксид
DMEL = производно минимално ниво на въздействие
DNEL = производно ниво без въздействие
ЕС = Европейска комисия
EC50 = полумаксимална ефективна концентрация
EN = Европейски стандарт (норма)
EU = Европейски съюз
EUN фраза = CLP предупреждение за специфична опасност
EWC = Европейски каталог на отпадъците
GHS = Глобална хармонизирана система за класификация и етикетирание на химични вещества
H фраза = GHS предупреждение за опасност
IATA = Международна асоциация за въздушен транспорт
ICAO-TI = Технически инструкции на Международната организация за гражданска авиация
IMDG = Международен морски превоз на опасни товари
LC50 = Средна летална концентрация
LD50 = Средна летална доза
LogPow = Логаритмичен коефициент на разделяне октанол/вода
MARPOL 73/78 = Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г., изменена с протокола от 1978 г. („Marpol“ = замърсяване на морето)
NOEC/NOEL = Концентрация без наблюдавано въздействие/Ниво без наблюдаван ефект
OECD = Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
PBT = Устойчиво, биоакмулиращо и токсично
PNEC = Предвидена концентрация без ефект
REACH = Регламент относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали [Регламент (ЕО) № 1907/2006]
RID = Регламенти за железопътен превоз на опасни товари
RMM = Мярка за управление на риска
RRN = Регистрационен номер съгласно REACH
STOT-RE = Специфична токсичност за определени органи – многократна експозиция
STOT-SE = Специфична токсичност за определени органи – еднократна експозиция
SVHC = Вещества, поражащи сериозно безпокойство
TLV/STEL = Пределно допустима стойност/краткосрочна гранична стойност на експозиция

Наредба за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)

Търговско наименование : XO Fabric Makeup
Преработено издание : 17.10.2019
Дата на отпечатване : 20.10.2019

Версия : 1.0.0

TLV/TWA = Пределно допустима стойност/претеглена във времето средна стойност

UN = Обединени нации

VOC = Летливо органично съединение

vPvB = Много устойчиви и много биоаккумулиращи вещества

16.3 Важни данни за литература и източници на данни

Никоя

16.4 Класификация на смеси и използвани методи на оценка съгласно Регламента (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

Класификацията бе извършена въз основа на методите на пресмятане в Регламент (ЕО) Nr. 1272/2008 [CLP], както и на някои собствени изследвания.

16.5 Точен текст на H- и EUN изречения (Номер и пълен текст)

H302 Вреден при поглъщане.

H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.

H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

16.6 Указания за обучение

Никоя

16.7 Допълнителни данни

Спазвайте указанията за употреба от етикета.

Данните в тази Наредба за безопасност съответстват на добросъвестното излагане на нашия опит към момента на отпечатване. Информацията трябва да Ви даде основни насоки за безопасна работа с този продукт, посочен в Наредбата за безопасност, относно неговото съхранение, преработка, транспорт и изхвърляне. Данните не могат да се пренесат върху други продукти. Ако продуктът се смеси или преработи с други материали, или ако се подложи на обработка, данните в тази Наредба за безопасност не могат да бъдат пренесени върху новия материал, освен ако изрично не се посочва друго.
