

Паспорт безпеки

відповідно до Регламент (ЄС) № 1907/2006 (REACH)

Торгова марка : XO Fabric Makeup
Дата оновлення : 17.10.2019
Дата друку : 20.10.2019

Версія : 1.0.0

РОЗДІЛ1: Ідентифікація речовини або суміші і компаній

1.1 Ідентифікатор продукту

XO Fabric Makeup

1.2 Відповідне ідентифіковане використання речовини або суміші, та використання, якого слід уникати

Відповідне ідентифіковане використання

XO Fabric Makeup очищує та доглядає за поверхнями сидінь, виготовлених зі штучної шкіри, а також ефективно підтримує термін служби стоматологічних крісел та інших сидінь зі штучної шкіри.

Категорії продукту [PC]

PC35 - PC 35 - Миючі засоби, засоби чищення

Небажані види застосування

Ні, під час застосування відповідно до інструкції.

Зауваження

Продукт призначений для професійного використання.

1.3 Детальна інформація про постачальників, з паспорту безпеки

Постачальник (виробник/імпортер/ексклюзивний представник/дистриб'ютор)

orochemie GmbH + Co. KG

Вулиця : Max-Planck-Straße 27

Поштовий індекс/Місто : 70806 Kornwestheim

Телефон : +49 7154 1308-0

Телефакс : +49 7154 1308-40

Контактна персона : XO CARE A/S, Håndværkersvinget 6, DK-2970 Hørsholm

Tel: +45 7020 5511, Fax: +45 7020 5510, info@xo-care.com, xo-care.com

1.4 Телефонний номер екстреного виклику

INT: +49 6132 84463 (24 h/7 d)

РОЗДІЛ2: Потенційні небезпеки

2.1 Класифікація речовини або суміші

Класифікація згідно директиви (EG) № 1272/2008 [CLP]

Не

Процедура класифікації

Класифікація була проведена відповідно до методів розрахунків згідно з Директивою (ЄС) № 1272/2008 [CLP] та з власними дослідженнями.

2.2 Елементи маркування

Маркування згідно директиви (EG) № 1272/2008 [CLP]

Особливі інструкції для додаткових елементів маркування певних сумішей

EUN210

Паспорт про дані безпеки речовини надається за запитом.

2.3 Інші небезпеки

Не

РОЗДІЛ3: Збірка / відомості про компоненти

3.2 Суміш

Опис

XO Fabric Makeup містить особливі поверхнево-активні речовини, сполуки кремнію і компоненти для догляду, вироблені з масла авокадо.

Небезпечні компоненти

Паспорт безпеки

відповідно до Регламент (ЄС) № 1907/2006 (REACH)

Торгова марка : XO Fabric Makeup
Дата оновлення : 17.10.2019
Дата друку : 20.10.2019

Версія : 1.0.0

SILOXANES AND SILICONES, DI-ME, 3-3-(3-COCO AMIDOPROPYL) DIMETHYLAMMONIO-2-HYDROXYPROPOXYPROPYL GROUP- TERMINATED, ACETATES (SALTS) ; CAS-№ : 134737-05-6

Вага : $\geq 1 - < 5 \%$

Класифікація 1272/2008 [CLP] : Aquatic Chronic 3 ; H412

ВТОРИННИЙ СПИРТ, ЕТОКСИЛЬОВАНИЙ (> 5–15 EO) ; Реєстраційний номер REACH : - ; CAS-№ : 68131-40-8

Вага : $\geq 1 - < 3 \%$

Класифікація 1272/2008 [CLP] : Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302

Додаткові рекомендації

РелевантніН- і EUN - фрази: дивись у підрозділі16.

РОЗДІЛ4: Заходи щодо надання першої допомоги

4.1 Заходи щодо надання першої допомоги

Загальна інформація

У всіх сумнівних випадках або якщо симптоми у наявності, звернутися до лікаря.

Після інгаляції

Ніяких спеціальних заходів не потрібно.

У випадку потрапляння на шкіру

Змити достатньою кількістю води. У всіх сумнівних випадках або якщо симптоми у наявності, звернутися до лікаря.

Після попадання у очі

У випадку потрапляння в очі, негайно промити відкриті очі великою кількістю води упродовж 10-15 хвилин та звернутися по допомогу до лікаря.

Після ковтання

Ніяких спеціальних заходів не потрібно. Людині, яка перебуває в несвідомому стані або має судоми, ніколи нічого не давати до рота.

4.2 Найбільш гострі або відстрочені симптоми та прояви

Відсутня будь-яка інформація.

4.3 Вказівки щодо термінової медичної допомоги або необхідної спеціальної обробки

Не

РОЗДІЛ5: Необхідні заходи у разі пожежогасіння

5.1 Засіб пожежогасіння

Відповідні засоби пожежогасіння

Двоокис вуглецю (CO2) Сухий порошок для гасіння Водяний спрей Водяний туман Продукт самочинно не горить. Вжити заходів із гасіння пожежі залежно від оточення.

Невідповідні засоби пожежогасіння

Водні струмені

5.2 Особлива небезпека від речовин або сумішей

Окис вуглецю Двоокис вуглецю Діоксид кремнію (SiO2)

Небезпечні продукти горіння

Відсутні.

5.3 Інструкції з пожежогасіння

Необхідна адаптація захисного обладнання з урахуванням впливу вогню.

Спеціальний захисний одяг при пожежогасінні

Необхідна адаптація захисного обладнання з урахуванням впливу вогню.

РОЗДІЛ6: Заходи у разі випадкового, мимовільного викиду

Паспорт безпеки

відповідно до Регламент (ЄС) № 1907/2006 (REACH)

Торгова марка : XO Fabric Makeup
Дата оновлення : 17.10.2019
Дата друку : 20.10.2019

Версія : 1.0.0

6.1 Заходи особистої безпеки, захисні пристосування і методи, що застосовуються в надзвичайних ситуаціях

Надягати засоби індивідуального захисту. Дивитися в заходах профілактики під пунктами 7 і 8.

Не навчений персонал для надання допомоги у надзвичайних випадках

Надягати засоби індивідуального захисту. Дивитися в заходах профілактики під пунктами 7 і 8.

Аварійно-рятувальні служби

Індивідуальні засоби захисту

Дивитися в заходах профілактики під пунктами 7 і 8.

6.2 Заходи з охорони навколишнього середовища

Не допускати потрапляння в ґрунт. Не допускати потрапляння до каналізаційної системи і у водоймища.

6.3 Методи та матеріали для збору та очищенню

Для очищення

Зібрати з матеріалами, які поглинають вологу (пісок, кизельгур, зв'язуючий кислоту, універсальний зв'язуючий матеріал). З отриманим матеріалом поводитися згідно розділу про утилізацію.

6.4 Посилання на інші розділи

Не

РОЗДІЛ7: Використання і зберігання

7.1 Заходи безпеки при безпечному поводженні

Зберігати/складати тільки в оригінальній упаковці. Див інструкції з безпечного поводження та інструкції з експлуатації на бочці.

Захисні заходи

Заходи протипожежної безпеки

Звичні запобіжні засоби протипожежної безпеки. Під час роботи забороняється палити.

7.2 Умови безпечного зберігання з урахуванням несумісності

Вимоги до складських приміщень і тари

Зберігати/складати тільки в оригінальній упаковці. Зберігати контейнер щільно зачиненим. Зберігати контейнер у прохолодному місці, яке добре провітрюється. Не зберігати при температурі нижче 5 °C.

Вказівки щодо сумісного зберігання

Зберігати окремо від продуктів харчування.

7.3 Специфічні кінцеві користувачі

Не

РОЗДІЛ8: Обмеження і контроль впливу / Засоби індивідуального захисту

8.1 Контроль параметрів

Значення DNEL/DMEL і PNEC

Відсутні дані по самому препарату.

8.2 Обмеження і контроль експозиційної дози

Індивідуальні засоби захисту

Захисні засоби для очей/обличчя

Особливі запобіжні засоби не обов'язкові.

Захист шкіри

Захисні рукавиці

Короткотривалий вплив (рівень 2: < 30 хвилин): одноразові рукавички категорії III відповідно до стандарту EN374, наприклад, з нітриловою гуми, товщиною 0,1 мм.

Короткотривалий вплив (рівень 6: < 480 хвилин): одноразові рукавички категорії III відповідно до стандарту EN374, наприклад, з нітриловою гуми, товщиною 0,7 мм. Під час поводження з хімічними робочими

Паспорт безпеки

відповідно до Регламент (ЄС) № 1907/2006 (REACH)

Торгова марка : XO Fabric Makeup
Дата оновлення : 17.10.2019
Дата друку : 20.10.2019

Версія : 1.0.0

речовинами, дозволено носити тільки хімічно стійкі, з CE- позначкою, включаючи чотиризначний контрольний номер, захисні рукавички.

Захист тіла

Захист тіла: не потрібний.

Захист органів дихання

Особливі запобіжні засоби не обов'язкові.

Загальні заходи захисту та гігієни

Тримати подалі від продуктів харчування, напоїв і корму. Перед перервами і в кінці роботи вимити руки. Робочий одяг зберігати окремо. На робочому місці забороняється їсти, пити, палити, сякатися.

Обмеження експозиційної дози на робочому місці

Технічні заходи для запобігання експозиції

Вжити заходів щодо забезпечення достатньої вентиляції.

РОЗДІЛ9: Фізичні і хімічні властивості

9.1 Інформація про основні фізичні і хімічні властивості

Зовнішній вигляд : Рідкий

Фарба : білий

Запах : характерний

Важлива інформація про безпеку

Точка плавлення/Діапазон плавлення :	(1013 hPa)		не точний	
Точка кипіння/діапазон кипіння:	(1013 hPa)	приблизно	100	°C
Температура розпаду :	(1013 hPa)		не точний	
Точка займання :			непридатний	
Температура займання :			непридатний	
Нижня межа вибуховості :			непридатний	
Верхня межа вибуху :			непридатний	
Тиск пари :	(50 °C)		не точний	
Щільність :	(20 °C)		0,988 - 0,998	g/cm ³
Тест на розділення із застосуванням розчиннику :	(20 °C)	<	3	%
Розчинність у воді :	(20 °C)		100	Ваговий %
значення pH :			2,5 - 5,5	
log P O/W :			не точний	
Кінцевий термін дії :	(20 °C)	<	20	s DIN-cup 4 mm
Поріг запаху :			не точний	
Максимальний вміст ЛОС (EC) :			0	Ваговий %
Окислювальні речовини :	Непридатний.			
Вибухові властивості :	Непридатний.			
Корозійний вплив на метали :	Не викликає корозії металів.			

9.2 Інші відомості

Не

РОЗДІЛ10: Стійкість і реакційна здатність

10.1 Реакційна здатність

Ні, під час застосування відповідно до інструкції.

10.2 Хімічна стабільність

Стабільно за рекомендованих умов зберігання і застосування (див. розділ 7).

Паспорт безпеки

відповідно до Регламент (ЄС) № 1907/2006 (REACH)

Торгова марка : XO Fabric Makeup
Дата оновлення : 17.10.2019
Дата друку : 20.10.2019

Версія : 1.0.0

10.3 Можливість небезпечних реакцій

Ні, під час застосування відповідно до інструкції.

10.4 Неприпустимі умови

Відсутня будь-яка інформація.

10.5 Несумісні матеріали

Відсутня будь-яка інформація.

10.6 Небезпечні продукти розкладання

Відсутні.

РОЗДІЛ11: Токсікологічні дані

11.1 Інформація щодо токсикологічного впливу

Гострі ефекти

Гостра оральна токсичність

Параметр : АТEmix розрахунковий
Шлях дії шкідливих речовин : Оральний
Діюча доза : 41667 mg/kg
Параметр : АТЕ (ВТОРИННИЙ СПИРТ, ЕТОКСИЛЬОВАНИЙ (> 5–15 EO) ; CAS-№: 68131-40-8)
Шлях дії шкідливих речовин : Оральний
Діюча доза : 500 mg/kg
Немає даних.

Практичний досвід/особистий досвід

Немає відомого токсичного впливу на людину.

Гостра дермальна токсичність

Параметр : АТEmix розрахунковий
Шлях дії шкідливих речовин : Шкіряний
Діюча доза : не стосується

Гостра інгаляційна токсичність

Параметр : АТEmix розрахунковий
Шлях дії шкідливих речовин : Інгаляція (пар)
Діюча доза : не стосується

Подразнення і розідаюча дія

Контакт із очима Не подразнюючий. Метод : OECD 437.

Сенсибілізація

Відсутня будь-яка інформація.

CMR-дії (канцерогенна, мутагенна і така, що порушує репродуктивну здатність, дія)

Відсутня будь-яка інформація.

11.5 Додаткова інформація

Класифікація була проведена відповідно до методів розрахунків згідно з Директивою (ЄС) № 1272/2008 [CLP] та з власними дослідженнями.

РОЗДІЛ12: Екологічні дані

12.1 Токсичність

Токсичність у воді

Відсутні дані по самому препарату.

12.2 Стійкість і розщеплення

Абіотичний розпад

Немає даних.

Паспорт безпеки

відповідно до Регламент (ЄС) № 1907/2006 (REACH)

Торгова марка : XO Fabric Makeup
Дата оновлення : 17.10.2019
Дата друку : 20.10.2019

Версія : 1.0.0

Біорозкладання

Поверхнево-активна речовина міститься в цій суміші відповідає критеріям біологічного розкладання, зазначеним у Положенні (ЄС) № 648/2004 про миючі засоби.

12.3 Показник потенціалу біоаккумуляції

Відсутня будь-яка інформація.

12.4 Мобільність в ґрунті

Відомий і очікуваний розподіл на елементи навколишнього середовища

Відомості не доступні

Абсорбція/десорбція

12.5 Результати оцінки та PBT vPvB

Відсутня будь-яка інформація.

12.6 Інші шкідливі впливи

Відсутня будь-яка інформація.

12.7 Додаткова екотоксикологічна інформація

Не допускати потрапляння в ґрунт. Не допускати потрапляння до каналізаційної системи і у водоймища.

РОЗДІЛ13: Вказівки щодо утилізації

13.1 Методи очистки відходів

Утилізація продукту або упаковки

Коди/позначення відходів згідно з EWC/AVV

Код утилізації відходів продукт

Концентрат/більша кількість: 07 06 99 відходи, н.в.к.

Варіанти очищення відходів

Професійна утилізація / Продукт

Видалити відповідно з офіційними вимогами. У разі утилізації відходів проконсультуватися з експертами в галузі утилізації відходів.

Професійна утилізація / Упаковка

Незаражені і вільні від залишків місткості можуть бути повторно використані. Поводитися із зараженими упаковками, як із речовиною.

РОЗДІЛ14: Дані про транспорт

14.1 ООН номер

Не класифікований як небезпечний продукт за змістом транспортних розпоряджень.

14.2 Опис відправки згідно з ООН

Не класифікований як небезпечний продукт за змістом транспортних розпоряджень.

14.3 Класи небезпеки вантажів

Не класифікований як небезпечний продукт за змістом транспортних розпоряджень.

14.4 Пакувальна група

Не класифікований як небезпечний продукт за змістом транспортних розпоряджень.

14.5 Небезпеки для навколишнього середовища

Не класифікований як небезпечний продукт за змістом транспортних розпоряджень.

14.6 Спеціальні запобіжні заходи для користувача

Не

14.7 Перевезення навалочних вантажів згідно з додатком II до Конвенції МАРПОЛ 73/78 та згідно IBC-Code

не застосовується

Паспорт безпеки

відповідно до Регламент (ЄС) № 1907/2006 (REACH)

Торгова марка : XO Fabric Makeup
Дата оновлення : 17.10.2019
Дата друку : 20.10.2019

Версія : 1.0.0

РОЗДІЛ15: Правові вимоги

15.1 Положення, які стосуються безпеки, охорони здоров'я і навколишнього середовища/спеціальне законодавство для речовин або сумішей

Національні вимоги

Інформація про обмеження діяльності

Не

15.2 Оцінка безпеки речовин

Оцінка безпечності для цієї суміші не здійснювалась.

РОЗДІЛ16: Інші відомості

16.1 Ідентифікація змін

-

16.2 Скорочення та аббревіатури

ADR — Європейська угода про міжнародне перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом
ATE — Оцінка гострої токсичності
CAS — Хімічна реферативна служба
CLP — Положення про класифікацію, маркування та упаковку [Положення (ЄС) № 1272/2008]
CMR — Канцероген, мутаген або репродуктивна токсична речовина
CO₂ — Вуглекислий газ
DMEL — Похідний мінімальний рівень впливу
DNEL — Похідний рівень відсутності впливу
EC — Європейська комісія
EC50 — Напівмаксимальна ефективна концентрація
EN — Європейський стандарт (норма)
EU — Європейський Союз
Декларація EUN — Опис видів небезпечного впливу для ЗЛП
EWC — Європейський класифікатор відходів
GHS — Узгоджена на глобальному рівні система класифікації і маркування хімічних речовин
Декларація H — Опис видів небезпечного впливу для GHS
IATA — Міжнародна асоціація повітряного транспорту
ICAO-TI — Міжнародна організація цивільної авіації - Технічні вказівки
IMDG — Небезпечні вантажі для міжнародного морського перевезення
LC50 — Середня летальна концентрація
LD50 — Середня летальна доза
LogPow — Логарифм коефіцієнта розподілу октанолу/води
MARPOL 73/78 — Міжнародна конвенція по запобіганню забрудненню з суден 1973 року. Із змінами, внесеними згідно з протоколом від 1978 р. («Marpol» — морське забруднення)
NOEC/NOEL — Концентрація/рівень, що не викликає ефекту
OECD — Організація економічного співробітництва та розвитку
PBT — Стійкий, біоаккумулятивний і токсичний
PNEC — Прогнозована безпечна концентрація
REACH — Реєстрація, оцінка, авторизація та обмеження хімічних речовин [Положення (ЄС) № 1907/2006]
RID — Міжнародні правила перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом
RMM — Засіб в управлінні ризиками
RRN — Реєстраційний номер REACH
STOT-RE — Селективна органна токсичність - Повторна експозиція
STOT-SE — Селективна органна токсичність - Однократна експозиція
SVHC — Особливо небезпечні речовини
TLV/STEL — Порогове значення / межа короточасного впливу
TLV/TWA — Порогове значення / середньозважена за часом величина
UN — Об'єднані Нації
VOC — Летка органічна сполука
vPvB — Дуже стійкий і дуже біоаккумулятивний

16.3 Важливі літературні та інформаційні джерела про

Не

Паспорт безпеки

відповідно до Регламент (ЄС) № 1907/2006 (REACH)

Торгова марка : XO Fabric Makeup
Дата оновлення : 17.10.2019
Дата друку : 20.10.2019

Версія : 1.0.0

16.4 Класифікація сумішей та застосованого методу оцінки згідно регламенту (ЄС) № 1272/2008 [CLP]

Класифікація була проведена відповідно до методів розрахунків згідно з Директивою (ЄС) № 1272/2008 [CLP] та з власними дослідженнями.

16.5 Релевантні H- і EUN - фрази (Номер і повний текст)

H302	Шкідливо при ковтанні.
H318	Викликає серйозне пошкодження очей.
H412	Шкідливо для водних організмів з довгостроковими наслідками.

16.6 Учебні інструкції

Не

16.7 Додаткова інформація

Ознайомтеся з інструкціями на етикетці.

Дані в цьому паспорті безпеки відповідають тому рівню знань, якого ми досягли на день здачі паспорту до друку. Інформація повинна слугувати вам основою для безпечного поводження з названим у даному паспорті безпеки продуктом під час зберігання, обробки, транспортування й утилізації. Дані не стосуються інших продуктів. Оскільки продукт змішується або переробляється з іншими матеріалами або якщо буде підлягати обробці, дані цієї інструкції з безпеки не можуть бути перенесені на вироблений новий матеріал, якщо про це чітко не зазначено.