

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)

Prekybinis pavadinimas : XO Fabric Makeup
Peržiūrėta : 17.10.2019
Spausdinimo data : 20.10.2019

Versija : 1.0.0

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

XO Fabric Makeup

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Santykinė nustatyta paskirtis

Su XO Fabric Makeup patogu valyti ir prižiūrėti visus kėdžių apmušalus iš dirbtinės odos, todėl ši priemonė iš esmės padeda išsaugoti procedūrinių kėdžių ir kitokių apmušalų iš dirbtinės odos vertę.

Produktų kategorija [PC]

PC35 - PC 35 - Plovimo ir valymo priemonės

Nerekomenduojama naudoti

Naudojant pagal paskirtį, tokių nėra.

Pastaba

Produktas skirtas specialistams.

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Tiekėjas (gamintojas/importuotojas/išskirtinis atstovas/tolesnis naudotojas/prekiautojas)

orochemie GmbH + Co. KG

Gatvė : Max-Planck-Straße 27

Pašto indeksas/Vieta : 70806 Kornwestheim

Telefonas : +49 7154 1308-0

Telefaksas : +49 7154 1308-40

Kontaktinis asmuo informacijai : XO CARE A/S, Håndværkersvinget 6, DK-2970 Horsholm

Telefonas: +45 7020 5511, Telefaksas: +45 7020 5510, info@xo-care.com, xo-care.com

1.4 Pagalbos telefono numeris

INT: +49 6132 84463 (24 h/7 d)

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

Nėra

Klasifikavimo procedūra

Šis klasifikavimas buvo atliktas pagal reglamente EB Nr. 1272/2008 [CLP] pateiktą įvertinimo metodą ir nuosavus tyrimus.

2.2 Ženklavimo elementai

Ženklavimas pagal (EB) reglamentą Nr. 1272/2008 [CLP]

Specialiosios taisyklės, taikomos tam tikrų mišinių papildomiems etikečių elementams

EUH210

Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

2.3 Kiti pavojai

Nėra

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2 Mišiniai

Aprašymas

XO Fabric Makeup sudėtyje yra specialiųjų paviršiaus aktyviųjų medžiagų, silikono junginių ir priežiūros komponentų avokado aliejaus pagrindu.

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)

Prekybinis pavadinimas : XO Fabric Makeup
Peržiūrėta : 17.10.2019
Spausdinimo data : 20.10.2019

Versija : 1.0.0

Pavojaingos sudedamosios dalys

SILOXANES AND SILICONES, DI-ME, 3-3-(3-COCO AMIDOPROPYL) DIMETHYLAMMONIO-2-HYDROXYPROPOXYPROPYL GROUP- TERMINATED, ACETATES (SALTS) ; CAS Nr. : 134737-05-6

Svorio dalis : $\geq 1 - < 5 \%$

Klasifikacija 1272/2008 [CLP] : Aquatic Chronic 3 ; H412

ANTRINIS ALKOHOLIS, ETOKSILUOTAS (> 5 - 15 EO) ; REACH Nr. : - ; CAS Nr. : 68131-40-8

Svorio dalis : $\geq 1 - < 3 \%$

Klasifikacija 1272/2008 [CLP] : Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302

Papildomos nuorodos

H- ir EUH frazių formuluotė: žr. 16 skyrių.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendra informacija

Kilus abejonėms arba pasireiškus simptomams, kreiptis į gydytoją patarimo.

Įkvėpus

Nereikia imtis specialių priemonių.

Patekus ant odos

Nuplaukite pakankamu kiekiu vandens. Kilus abejonėms arba pasireiškus simptomams, kreiptis į gydytoją patarimo.

Patekus į akis

Po sąlyčio su akimis atmerktas akis nedelsinat 10-15 minučių skalauti tekančiu vandeniu bei kreiptis į gydytoją.

Nurijus

Nereikia imtis specialių priemonių. Niekada nieko neduokite per burną, jei žmogus be sąmonės arba prasidėjo spazmai.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Nėra informacijos.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Nėra

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1 Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės

Anglies dioksidas (CO₂) Gesinimo milteliai Purškiantis vandens srovė Vandens rūkas Pats produktas nedegus. Gesinimo priemonės pritaikykite prie gaisro aplinkos.

Netinkamos gesinimo priemonės

Stipri vandens srovė

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Anglies monoksidas Anglies dioksidas Silicio dioksidas (SiO₂)

Pavojaingi degimo produktai

Nežinomi.

5.3 Patarimai gaisrininkams

Apsaugines priemones pasirinkti atsižvelgiant į gaisrą aplink.

Ypatinga apsauginė įranga gesinant gaisrą

Apsaugines priemones pasirinkti atsižvelgiant į gaisrą aplink.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)

Prekybinis pavadinimas : XO Fabric Makeup
Peržiūrėta : 17.10.2019
Spausdinimo data : 20.10.2019

Versija : 1.0.0

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Naudoti individualias apsaugos priemones. Žr. 7 ir 8 punktus saugos priemonės.

Neteikiantiems pagalbos darbuotojams

Naudoti individualias apsaugos priemones. Žr. 7 ir 8 punktus saugos priemonės.

Pagalbos teikėjams

Asmens apsauga

Žr. 7 ir 8 punktus saugos priemonės.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

Neleiskite patekti į požeminius sluoksnius/gruntą. Neleiskite patekti į kanalizaciją ar vandenį.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Valymui

Surinkite skystį sugeriančia priemone (smėliu, diatomitu, rūgšties rišikliu, universaliu rišikliu). Adsorbuotą medžiagą išmeskite pagal skyrių "Išmetimas".

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

Nėra

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Laikyti tik originalioje talpoje. Žr. su darbo sauga susijusius nurodymus ir naudojimo instrukciją ant pakuotės.

Saugos priemonės

Priešgaisrinės priemonės

Lprastos gaisrų prevencijos priemonės. Naudojant nerūkyti.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Reikalavimai, taikomi sandėliavimo patalpoms ir talpos

Laikyti tik originalioje talpoje. Pakuotę laikyti sandariai uždarytą. Talpas laikykite vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Nelaikyti žemesnėje kaip 5 °C temperatūroje.

Nuorodos dėl laikymo bendroje patalpoje

Laikyti atskirai nuo maisto produktų.

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Nėra

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

8.1 Kontrolės parametrai

DNEL/PNEC vertės

Apie tirpalą nėra duomenų.

8.2 Poveikio kontrolė

Asmens apsauga

Akių/veido apsauga

Nereikia imtis jokių ypatingų priemonių.

Odos apsauga

Rankų apsauga

Trumpalaikis kontaktas (2 lygio: < 30 min): vienkartinės apsauginės III kategorijos pirštinės pagal EN 374, pvz., iš nitrilo, sluoksnio storis 0,1 mm.
Ilgalaikis kontaktas (6 lygio: < 480 min): apsauginės III kategorijos pirštinės pagal EN 374, pvz., iš nitrilo, sluoksnio storis 0,7 mm.

Dirbant su cheminėmis medžiagomis būtina dėvėti tik CE ženklų pažymėtas apsaugines pirštines nuo chemikalų, įskaitant keturženklį kontrolinį numerį.

Kūno apsauga

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)

Prekybinis pavadinimas : XO Fabric Makeup
Peržiūrėta : 17.10.2019
Spausdinimo data : 20.10.2019

Versija : 1.0.0

Kūno apsauga: nebūtina.

Kvėpavimo takų apsauga

Nereikia imtis jokių ypatingų priemonių.

Bendra informacija

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Prieš pertraukas ir pasibaigus darbui nusiplaukite rankas. Darbo drabužius laikykite atskirai. Dirbant nevalgyti, negerti, nerūkyti, neuostyti.

Kitos apsaugos priemonės

Techninės priemonės ekspozicijai išvengti

Įveskite gerą vėdinimą.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Išvaizda : Skystas

Spalva : baltas

Kvapas : būdingas

Techninės saugos charakteristikos

Lydimosi / užšalimo temperatūra :	(1013 hPa)		neapibrėžtas	
Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas :	(1013 hPa)	apie	100	°C
Skilimo temperatūra :	(1013 hPa)		neapibrėžtas	
Plūpsnio taškas :			netaikoma	
Savaiminio užsidegimo temperatūra :			netaikoma	
Žemutinė sprogimo riba :			netaikoma	
Aukščiausia sprogimo riba :			netaikoma	
Garų slėgis :	(50 °C)		neapibrėžtas	
Tankis :	(20 °C)		0,988 - 0,998	g/cm ³
Tirpiklių atskyrimo bandymas :	(20 °C)	<	3	%
Tirpumas vandenyje :	(20 °C)		100	Sv. %
pH :			2,5 - 5,5	
log P O/W :			neapibrėžtas	
Ištekėjimo laikas Fordo taurė :	(20 °C)	<	20	s
Aromato riba :			neapibrėžtas	
Maksimalus LOZ kiekis (EB) :			0	Sv. %
Oksiduojantieji skysčiai :	Netaikoma.			
Sprogstamosios savybės :	Netaikoma.			
Sukeliančiosioms metalų korozija :	Nekoroduoja metalų.			

9.2 Kita informacija

Nėra

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1 Reaktingumas

Naudojant pagal paskirtį, tokių nėra.

10.2 Cheminis stabilumas

Jeigu laikomasi rekomenduojamų laikymo ir naudojimo instrukcijų, medžiaga būna stabili (žr. 7 skyrių).

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė

Naudojant pagal paskirtį, tokių nėra.

10.4 Vengtinios sąlygos

Nėra informacijos.

10.5 Nesuderinamos medžiagos

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)

Prekybinis pavadinimas : XO Fabric Makeup
Peržiūrėta : 17.10.2019
Sausdinimo data : 20.10.2019

Versija : 1.0.0

Nėra informacijos.

10.6 Pavojaingi skilimo produktai

Nežinomi.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1 Informacija apie toksinį poveikį

Ūmus toksiškumas

Ūmus oralinis toksiškumas

Parametras :	ATEmix apskaičiuota
Ekspozicijos kelias :	Oralinis
Poveikio dozė :	41667 mg/kg
Parametras :	ATE (ANTRINIS ALKOHOLIS, ETOKSILUOTAS (> 5 - 15 EO) ; CAS Nr. : 68131-40-8)
Ekspozicijos kelias :	Oralinis
Poveikio dozė :	500 mg/kg

Nėra duomenų.

Praktinė/žmogiška patirtis

Apie toksinį poveikį žmogui nėra duomenų.

Ūmus dermalinis toksiškumas

Parametras :	ATEmix apskaičiuota
Ekspozicijos kelias :	Odos
Poveikio dozė :	nereikšmingas

Ūmus inhaliacinis toksiškumas

Parametras :	ATEmix apskaičiuota
Ekspozicijos kelias :	Įkvėpimas (garų)
Poveikio dozė :	nereikšmingas

Korozija

Kontaktas su akimis Nedirginantis. Metodus : OECD 437.

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas

Nėra informacijos.

CMR poveikis (kancerogeninis, mutageninis ir pavojingas reprodukcijai poveikis)

Nėra informacijos.

11.5 Papildoma informacija

Šis klasifikavimas buvo atliktas pagal reglamente EB Nr. 1272/2008 [CLP] pateiktą įvertinimo metodą ir nuosavus tyrimus.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1 Toksiškumas

Toksiškumas vandens organizmams

Apie tirpalą nėra duomenų.

12.2 Patvarumas ir skaidomumas

Abiotinis skaidymasis

Nėra duomenų.

Biologinė degradacija

Surfaktantas esantis šiame mišinys atitinka biodegradavimo kriterijus detergentams, nustatytus Reglamente (EB) Nr. 648/2004.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

Nėra informacijos.

12.4 Judumas dirvožemyje

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)

Prekybinis pavadinimas : XO Fabric Makeup
Peržiūrėta : 17.10.2019
Spausdinimo data : 20.10.2019

Versija : 1.0.0

Paskirstymas

Duomenų nėra

Adsorbcija

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Nėra informacijos.

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis

Nėra informacijos.

12.7 Papildoma ekotoksikologinė informacija

Neleiskite patekti į požeminius sluoksnius/gruntą. Neleiskite patekti į kanalizaciją ar vandenį.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1 Atliekų tvarkymo metodai

Produkto/pakuotės šalinimas

Atliekų kodai/atliekų pavadinimų sąrašai pagal EAK/AVV

Atliekų kodas produktas

Koncentrato/didesnių kiekių: 07 06 99 atliekos, neišvardytos kitur.

Atliekų apdorojimo variantai

Tinkamas išmetimas / Produktas

Pašalinkite pagal galiojančias nuostatas. Dėl atliekų šalinimo kreipkitės į įgaliotą atliekų šalinimo įmonę.

Tinkamas išmetimas / Pakuotė

Neužterštos ir visiškai tuščios pakuotės gali būti utilizuotos. Su užterštomis pakuotėmis elkitės kaip su medžiaga.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.1 JT numeris

Pagal gabenimo nuostatas tai - nepavojingas kroviny.

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas

Pagal gabenimo nuostatas tai - nepavojingas kroviny.

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

Pagal gabenimo nuostatas tai - nepavojingas kroviny.

14.4 Pakuotės grupė

Pagal gabenimo nuostatas tai - nepavojingas kroviny.

14.5 Pavojus aplinkai

Pagal gabenimo nuostatas tai - nepavojingas kroviny.

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Nėra

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą

nenustatyta

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Nacionalinės nuostatos

Nurodymai įdarbinimo apribojimui

Nėra

15.2 Cheminės saugos vertinimas

Šio mišinio medžiagų saugos įvertinimas neatliktas.

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)

Prekybinis pavadinimas : XO Fabric Makeup
Peržiūrėta : 17.10.2019
Spausdinimo data : 20.10.2019

Versija : 1.0.0

16 SKIRSNIS. Kita informacija

16.1 Pakeitimų nuorodos

-

16.2 Santrumpos ir akronimai

ADR = Europos šalių sutartis dėl tarptautinio pavojingųjų krovinių vežimo kelių transportu
ATE = Apskaičiuotas ūmus toksiškumas
CAS = Cheminių medžiagų santrumpų tarnyba
CEN = Europos standartizacijos komitetas
CLP = Reglamentas dėl klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo Reglamentas (EB) ro. 1272/2008]
CMR = Kancerogeniška, mutageniška ir toksiška reprodukcijai
CO₂ = anglies dioksidas
DMEL = Išvestinė minimalaus poveikio vertė
DNEL = Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė
EK = Europos Komisija
EC50 = Pusinė didžiausia veiksminga koncentracija
EN = Europos standartas (Norma)
ES = Europos Sąjunga
EUH teiginys = CLP-specifiniai teiginiai apie pavojų
EWC = Pagal Europos atliekų kodą
GHS = Visuotinai harmonizuota cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema
H teiginys = GHS teiginys apie pavojų
IATA = Tarptautinė oro transporto asociacija
ICAO-TI = Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija - Techninės instrukcijos pagal
IMDG = Tarptautinis pavojingų krovinių gabenimas jūra
LC50 = Vidutinė mirtina (letalinė) koncentracija
LD50 = Vidutinė mirtina (letalinė) dozė
LogPow = log oktanolio / vandens pasiskirstymo koeficientas
MARPOL 73/78 = Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos, 1973, pakeista 1978 m. Protokolu. ("Marpol" = jūros teršimas)
NOEC/NOEL = Pastebimo poveikio nesukelianti koncentracija/lygis
OECD = Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija
PBT = Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiinė
PNEC = Nuspėjama poveikio nesukelianti koncentracija
REACH = Reglamentas dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimo [Reglamnetas (EB) Nr. 1907/2006]
RID = Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės
STOT-RE = Specifinis toksiškumas tiksliniam organui - Kartotinis poveikis
STOT-SE = Specifinis toksiškumas tiksliniam organui - Vienkartinis poveikis
SVHC = Labai didelį susirūpinimą keliančios medžiagos
TLV/STEL = Trumpalaikio poveikio riba
TLV/TWA = Slenkstinės ribos vertė - laiko vidurkis
JT = Jungtinės Tautos
VOC = Lakūs organiniai junginiai
vPvB = Labai patvari ir stipriai biologiškai besikaupianti

16.3 Svarbios literatūros nuorodos ir duomenų šaltiniai

Nėra

16.4 Mišinių klasifikacija ir naudoti vertinimo metodai pagal (EB) reglamentą Nr. 1272/2008 [CLP]

Šis klasifikavimas buvo atliktas pagal reglamente EB Nr. 1272/2008 [CLP] pateiktą įvertinimo metodą ir nuosavus tyrimus.

16.5 H- ir EUH frazių formuluotė (Numeris ir visas tekstas)

H302	Kenksminga prarijus.
H318	Smarkiai pažeidžia akis.
H412	Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

16.6 Nuorodos dėl mokymų

Nėra

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)

Prekybinis pavadinimas : XO Fabric Makeup
Peržiūrėta : 17.10.2019
Spausdinimo data : 20.10.2019

Versija : 1.0.0

16.7 Papildoma informacija

Atkreipkite dėmesį į ant etiketės esančias naudojimosi instrukcijas.

Duomenys šiose saugos specifikacijose pateikti remiantis turimomis žiniomis ir atitinka apdorojimo dieną turimą informaciją. Informacijoje turi būti pateikti pagrindiniai punktai, susiję su šiose specifikacijose minimo produkto saugiu naudojimu jį laikant, perdirbant, transportuojant ir šalinant. Duomenys negali būti taikomi kitiems produktams. Jei produktas skiedžiamas, maišomas ar perdirbamas su kitomis medžiagomis, arba perdirbamas, tai šiose saugumo specifikacijose pateiktų duomenų negalima perkelti taip pagamintai naujai medžiagai, jei jose aiškiai nenurodyta kitaip.
