

Fișa cu date de securitate

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Numele comercial : XO Fabric Makeup
Revizuire : 17.10.2019
Imprimat : 20.10.2019

Versiune : 1.0.0

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1 Element de identificare a produsului

XO Fabric Makeup

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Întrebuințări identificate relevante

XO Fabric Makeup curăță și îngrijește toate husele de scaune din piele artificială și este foarte eficient în menținerea valorii scaunelor de tratament dentar și altor huse din piele artificială.

Categorii de produse [PC]

PC35 - PC 35 - Produse de spălare și curățare

Utilizări nerecomandate

Niciunul, dacă este manipulat conform comenzii.

Remarcă

Produsul este destinat pentru utilizatorii profesioniști.

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Furnizor (producător/importator/reprezentant unic/utilizator în aval/comerciant)

orochemie GmbH + Co. KG

Strada : Max-Planck-Straße 27

Cod postal/Loc : 70806 Kornwestheim

Telefon : +49 7154 1308-0

Telefax : +49 7154 1308-40

Persoana de contact pentru informații : XO CARE A/S, Håndværkervæng 6, DK-2970 Hørsholm
Tel: +45 7020 5511, Fax: +45 7020 5510, info@xo-care.com, xo-care.com

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

INT: +49 6132 84463 (24 h/7 d)

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [CLP]

Nici una

Procedura de clasificare

Clasificarea s-a efectuat după metodele de calcul prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP] precum și conform propriilor cercetări.

2.2 Elemente pentru etichetă

Marcare conform Ordonanței (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Reguli speciale privind elementele suplimentare de etichetare pentru anumite amestecuri

EUH210

Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.

2.3 Alte pericole

Nici una

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.2 Amestecuri

Descriere

XO Fabric Makeup conține tenside speciale, compuși de siliciu și componente de îngrijire derivate din ulei de avocado.

Material conținând substanțe periculoase

SILOXANES AND SILICONES, DI-ME, 3-3-(3-COCO AMIDOPROPYL) DIMETHYLAMMONIO-2-HYDROXYPROPOXYPROPYL

Fișa cu date de securitate

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Numele comercial : XO Fabric Makeup
Revizuire : 17.10.2019
Imprimat : 20.10.2019

Versiune : 1.0.0

GROUP- TERMINATED, ACETATES (SALTS) ; CAS-numar : 134737-05-6
Anumita parte din greutate : $\geq 1 - < 5 \%$
Clasificare 1272/2008 [CLP] : Aquatic Chronic 3 ; H412
ALCOOL SECUNDAR, ETOXILAT (> 5 - 15 EO) ; Nr.-REACH : - ; CAS-numar : 68131-40-8
Anumita parte din greutate : $\geq 1 - < 3 \%$
Clasificare 1272/2008 [CLP] : Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302

Indicații complementare

Asa cum afirma în frazele H- și EUH: vezi secțiunea 16.

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

Informații generale

În toate cazurile de nesiguranta sau dacă se observa simptome, cereți sfatul medicului.

Dupa inspirare

Nu sunt necesare masuri speciale.

În caz de contact cu pielea

Spalarea cu multa apa. În toate cazurile de nesiguranta sau dacă se observa simptome, cereți sfatul medicului.

Dupa contactul cu ochii

În caz de contact cu ochii clătiți imediat cu apa curentă timp de 10 până la 15 minute cu pleoapele deschise și consultați oftalmologul.

Dupa inghitire

Nu sunt necesare masuri speciale. Niciodată nu administrați ceva pe gura unei persoane inconștiente sau la apariția de crampe.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Nu există informații.

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Nici una

SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzătoare

Dioxid de carbon (CO₂) Pulbere de stingere uscată Jet de picături de apă Apa ceață Produsul însuși nu arde. Măsurile de stingere corespund zonei.

Mijloace de stingere necorespunzătoare

Jet apă de mare putere

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză

Monoxid de carbon Dioxid de carbon Dioxid de siliciu (SiO₂)

Produse de ardere periculoase

Niciunul cunoscut.

5.3 Recomandări destinate pompierilor

Se adaptează echipamentul de protecție la incendiu înconjurător.

Echipament special de protecție la combaterea incendiilor

Se adaptează echipamentul de protecție la incendiu înconjurător.

SECȚIUNEA 6: Măsurile de luat în caz de dispersie accidentală

Fișa cu date de securitate

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Numele comercial : XO Fabric Makeup
Revizuire : 17.10.2019
Imprimat : 20.10.2019

Versiune : 1.0.0

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Utilizați echipament personal de protecție. Vezi măsurile de protecție de la punctul 7 și 8.

Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență

Utilizați echipament personal de protecție. Vezi măsurile de protecție de la punctul 7 și 8.

Pentru personalul care intervine în situații de urgență

Echipament de protecție personal

Vezi măsurile de protecție de la punctul 7 și 8.

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător

Nu lăsați să ajungă în sol/subsol. Nu se va lăsa să ajungă în canalizare sau în ape, curgătoare sau nu.

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Pentru curățare

Se vor ridica cu material absorbant pentru lichide (nisip, diatonit, substanțe care leagă acizi, absorbant universal).
Tratați materialul asimilat conform alineatului referitor la debarasarea și depozitarea materialelor periculoase.

6.4 Trimitere la alte secțiuni

Nici una

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Păstrați/depozitați numai în containerul original. Vă rugăm să luați în considerare instrucțiunile de siguranță și instrucțiunile de ghidare pentru utilizare de pe bidon.

Măsuri de protecție

Măsuri de protecție contra incendiului

Măsuri uzuale de protecție și prevenirea incendiilor. Fumatul interzis în timpul utilizării.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Cerinte de spații de depozitare și recipiente

Păstrați/depozitați numai în containerul original. A se păstra ambalajul închis ermetic. Recipientii se pastrează într-un loc răcoros, bine aerisit. Nu se depozitează la temperaturi sub 5°C.

Indicații privind depozitarea împreună

Se depozitează separat produsele alimentare.

7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Nici una

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1 Parametri de control

Valori DNEL/PNEC

Nu există date disponibile despre acest preparat.

8.2 Controale ale expunerii

Echipament de protecție personal

Protecția ochilor/-fetei

Nu sunt necesare măsuri deosebite.

Protecția pielii

Protecția mainilor

Expunere pe termen lung (Nivelul 2: < 30 min): mănuși de unică folosință conform EN374, categoria III, de ex. cauciuc nitril, grosime material de 0,1 mm.

Expunere pe termen scurt (Nivelul 6: < 480 min): mănuși de protecție conform EN374, categoria III, de ex. cauciuc nitril, grosime material de 0,7 mm.

La manipularea substanțelor chimice sunt permise numai manusi de protecție chimică cu simbol CE inclusiv cu patru cifre.

Fișa cu date de securitate

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Numele comercial : XO Fabric Makeup
Revizuire : 17.10.2019
Imprimat : 20.10.2019

Versiune : 1.0.0

Protectia corpului

Protectia corpului: nu este necesar.

Protectie respiratorie

Nu sunt necesare masuri deosebite.

Informații generale

A se păstra departe de hrană, băuturi și hrană pentru animale. Înainte de pauze și la terminarea lucrului se vor spala mainile. Imbracamintea de lucru se va pastra separat. Nu se va manca, bea, fuma, fuma, trage pe nas la locul de munca.

Alte masuri de protectie

Masuri tehnice pentru prevenirea expunerii

Se va asigura o aerisire suficienta.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Aspectul exterior : Lichid

Culoare : alb

Miros : caracteristic

Parametrii tehnici de operare în siguranță

Punctul de topire/punctul de înghețare :	(1013 hPa)			nedeterminat
Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere :	(1013 hPa)	circa	100	°C
Temperatura de descompunere :	(1013 hPa)			nedeterminat
Punctul de aprindere :				neaplicabil
Temperatura de autoaprindere :				neaplicabil
Limita inferioara de explozie :				neaplicabil
Limită superioară de explozie :				neaplicabil
Presiunea vaporilor :	(50 °C)			nedeterminat
Densitate :	(20 °C)		0,988 - 0,998	g/cm ³
Verificarea separarii solventului :	(20 °C)	<	3	%
Solubilitate in apa :	(20 °C)		100	% masa
pH :			2,5 - 5,5	
log P O/W :			nedeterminat	
Pahar Ford/timpul de scurgere :	(20 °C)	<	20	s Pahar DIN 4 mm
Nivelul de miros :			nedeterminat	
Conținutul maxim de COV (CE) :			0	% masa
Lichide oxidante :	neaplicabil			
Proprietăți explozive :	neaplicabil			
Corosive pentru metale :	Nu are efect coroziv asupra metalelor.			

9.2 Alte informații

Nici una

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1 Reactivitate

Niciunul, dacă este manipulat conform comenzi.

10.2 Stabilitate chimică

Stabil în condiții de depozitare și de manipulare recomandate (vezi secțiunea 7).

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase

Niciunul, dacă este manipulat conform comenzi.

10.4 Condiții de evitat

Fișa cu date de securitate

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Numele comercial : XO Fabric Makeup
Revizuire : 17.10.2019
Imprimat : 20.10.2019

Versiune : 1.0.0

Nu exista informații.

10.5 Materiale incompatibile

Nu exista informații.

10.6 Produși de descompunere periculoși

Niciunul cunoscut.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind efectele toxicologice

Toxicitate acută

Toxicitate acută orală

Parametri : ATEmix calculat
Calea de expunere : Oral
Doza efectiva : 41667 mg/kg
Parametri : ATE (ALCOOL SECUNDAR, ETOXILAT (> 5 - 15 EO) ; CAS-numar : 68131-40-8)
Calea de expunere : Oral
Doza efectiva : 500 mg/kg

Nu există date disponibile.

Experiența din practica/pe oameni

Nu se cunosc efecte toxice la oameni.

Toxicitate dermala acută

Parametri : ATEmix calculat
Calea de expunere : Dermal
Doza efectiva : fara importanta

Toxicitate inhalativa acuta

Parametri : ATEmix calculat
Calea de expunere : Inhalarea (vapori)
Doza efectiva : fara importanta

Corodare

Contactul cu ochii Neiritant. Metoda : OCDE 437.

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii

Nu exista informații.

Efectele-CMR (carcinogene, mutagene si de periclitare a reproducerii)

Nu exista informații.

11.5 Informații suplimentare

Clasificarea s-a efectuat după metodele de calcul prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP] precum și conform propriilor cercetări.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1 Toxicitatea

Toxicitate acvatica

Nu există date disponibile despre acest preparat.

12.2 Persistența și degradabilitatea

Degradare abiotica

Nu există date disponibile.

Biodegradare

Agentul activ de suprafață conținute în acest amestec corespunde criteriilor de biodegradabilitate prevăzute în Regulamentul (CE) nr 648/2004 privind detergenții.

12.3 Potențialul de bioacumulare

Nu exista informații.

Fișa cu date de securitate

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Numele comercial : XO Fabric Makeup
Revizuire : 17.10.2019
Imprimat : 20.10.2019

Versiune : 1.0.0

12.4 Mobilitatea în sol

Distributie

Nu sunt date disponibile

Adsorbție

12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Nu exista informații.

12.6 Alte efecte adverse

Nu exista informații.

12.7 Informații ecotoxicologice suplimentare

Nu lasati sa ajunga in sol/subsol. Nu se va lasa sa ajunga in canalizare sau in ape, curgatoare sau nu.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Debarasarea produsului/ambalajului

Coduri deseuri/Denumiri deseuri conform EAK/AVV

Chei deseuri produs

Produs concentrat/cantități mai mari: 07 06 99 Deșeu, n.o.s.

Posibilitati de tratare a deșeurilor

Eliminarea corectă a deșeurilor / Produs

Inlaturati in conditiile respectarii reglementarilor autoritatilor. Consultati firma de debarasare aprobata competenta asupra unei debarasari de deseuri. Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor.

Eliminarea corectă a deșeurilor / Ambalaj

Ambalajele necontaminante și golite de resturi pot fi transportate pentru revalorificare. Ambalajele contaminate vor fi tratate la fel cu materialul. Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

14.1 Numărul ONU

Nu e marfa periculoasa, in sensul prescriptiilor din transport.

14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție

Nu e marfa periculoasa, in sensul prescriptiilor din transport.

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

Nu e marfa periculoasa, in sensul prescriptiilor din transport.

14.4 Grupul de ambalare

Nu e marfa periculoasa, in sensul prescriptiilor din transport.

14.5 Pericole pentru mediul înconjurător

Nu e marfa periculoasa, in sensul prescriptiilor din transport.

14.6 Precauții speciale pentru utilizatori

Nici una

14.7 Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la Convenția MARPOL și cu Codul IBC

nu se aplică

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

Reglementari nationale

Instructiuni de restrictionare ocupationala

Fișa cu date de securitate

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Numele comercial : XO Fabric Makeup
Revizuire : 17.10.2019
Imprimat : 20.10.2019

Versiune : 1.0.0

Nici una

15.2 Evaluarea securității chimice

Pentru acest amestec nu s-a efectuat o determinare a siguranței substanței.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

16.1 Indicatii de schimbare

-

16.2 Abrevieri si acronime

ADR = Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase
ATE = Estimarea toxicității acute
CAS = Serviciul de catalogare a substanțelor chimice
CLP = Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor
CMR = Substanță toxică carcinogenă, mutagenă sau reproductivă
CO₂ = Dioxid de carbon
DMEL = Nivel derivat cu efect minim
DNEL = Nivel derivat fără efect
EC = Comisia Europeană
EC50 = 50% din concentrația maximă efectivă
EN = Standard european (normă europeană)
EU = Uniunea Europeană
Frază de EUH (EUH statement) = Frază de pericol specifică CLP
EWC = Catalogul european al deșeurilor
GHS = Sistemul armonizat global de clasificare și etichetare a substanțelor chimice
Frază de H (H statement) = Frază de pericol GHS
IATA = Asociația Internațională de Transport Aerian
ICAO-TI = Instrucțiuni tehnice ale Organizației Aviației Civile Internaționale
IMDG = Codul Internațional Maritim pentru Produse Periculoase
LC50 = concentrație letală medie
LD50 = doză letală medie
LogPow = Logaritmul coeficientului separării octanol/apă
MARPOL 73/78 = Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave, 1973 conform modificării prin Protocolul din 1978. („Marpol” = poluare maritimă)
NOEC/NOEL = No observed effect concentration/level
OECD = Organizația pentru cooperare și dezvoltare economică
PBT = persistent, bioacumulativ și toxic
PNEC = concentrația previzibilă fără efecte
REACH = Regulamentul privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice [Regulamentul (CE) nr. 1907/2006]
RID = Reglementările privind transportul feroviar internațional de mărfuri periculoase
RMM = Măsură de management al riscului
RRN = Număr de înregistrare REACH
STOT-RE = Toxicitate asupra unui organ țintă specific – expunere repetată
STOT-SE = Toxicitate asupra unui organ țintă specific – expunere unică
SVHC = Substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită
TLV/STEL = prag valoare limită/limită de expunere de scurtă durată
TLV/TWA = prag valoare limită/media ponderată în timp
UN = Națiunile Unite
VOC = compus organic volatil
vPvB = foarte persistent și foarte bioacumulativ

16.3 Importante referinte in literatura su surse de date

Nici una

16.4 Clasificarea amestecurilor si metoda de evaluare conform Regulamentului (CE) NR. 1272/2008 [CLP]

Clasificarea s-a efectuat după metodele de calcul prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP] precum și conform propriilor cercetări.

16.5 Conform frazelor H- si EUH (Numat si text complet)

Fișa cu date de securitate

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Numele comercial : XO Fabric Makeup
Revizuire : 17.10.2019
Imprimat : 20.10.2019

Versiune : 1.0.0

H302	Nociv în caz de înghițire.
H318	Provoacă leziuni oculare grave.
H412	Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

16.6 Instrucțiuni de scolarizare

Nici una

16.7 Informații suplimentare

Respectati instructiunile de utilizare de pe eticheta.

Informatiile din aceasta foaie informativa de siguranta corespund celor mai noi cercetari stiintifice in momentul tiparii. Informatiile trebuie sa va dea reperele pentru manipularea sigura a produsului numit in aceasta foaie de siguranta in timpul depozitarii, prelucrarii, transportului si neutralizarii. Informatiile nu pot fi transferate asupra altor produse. In situatia in care produsul se amesteca sau se prelucreaza cu alte materiale, sau este prelucrat, aceste informatii nu pot fi transferate asupra noului produs rezultat, daca nu este indicat in mod expres.
