

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

σύμφωνα με Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH)

Εμπορική ονομασία : XO Fabric Makeup
Αναθεώρηση : 17.10.2019
Ημερομηνία εκτύπωσης : 20.10.2019

Έκδοχή : 1.0.0

ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/ επιχείρησης

1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

XO Fabric Makeup

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Σχετικές προσδιορισμένες χρήσεις

Το XO Fabric Makeup καθαρίζει και φροντίζει όλα τα καλύμματα των καθισμάτων από συνθετικό δέρμα και είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό στη διατήρηση της αξίας των οδοντιατρικών καρεκλών θεραπείας και άλλων καλυμμάτων από συνθετικό δέρμα.

Κατηγορία προϊόντων [PC]

PC35 - PC 35 - Προϊόντα έκπλυσης και καθαρισμού

Δεν συνιστώνται χρήσεις σε

Καμία, εάν ο χειρισμός συμμορφώνεται με τις οδηγίες.

Σημείωση

Το προϊόν προορίζεται για τον επαγγελματία χρήστη.

1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Προμηθευτής (κατασκευαστής/εισαγωγέας/αποκλειστικός αντιπρόσωπος/χρήστης/έμπορος)

orochemie GmbH + Co. KG

Οδός : Max-Planck-Straße 27

Ταχυδρομικός κώδικας (Τ.Κ.)/τόπος : 70806 Kornwestheim

Τηλέφωνο : +49 7154 1308-0

Φαξ : +49 7154 1308-40

Υπεύθυνος πληροφόρησης : XO CARE A/S, Håndværkersvinget 6, DK-2970 Hørsholm

Tel: +45 7020 5511, Fax: +45 7020 5510, info@xo-care.com, xo-care.com

1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

INT: +49 6132 84463 (24 h/7 d)

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 [CLP]

Κανένας

Διαδικασία ταξινόμησης

Η ταξινόμηση έγινε βάσει των μεθόδων αξιολόγησης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1272/2008 [CLP] καθώς και δικών μας ερευνών.

2.2 Στοιχεία επισήμανσης

Χαρακτηρισμός σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 1272/2008 [CLP]

Ειδικές προδιαγραφές για συμπληρωματικά στοιχεία σήμανσης για ορισμένα μίγματα

EUH210

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

2.3 Άλλοι κίνδυνοι

Κανένας

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

3.2 Μείγματα

Περιγραφή

Το XO Fabric Makeup περιέχει ειδικά επιφανειοδραστικά, ενώσεις πυριτίου και συστατικά φροντίδας που προέρχονται από λάδι

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

σύμφωνα με Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH)

Εμπορική ονομασία : XO Fabric Makeup
Αναθεώρηση : 17.10.2019
Ημερομηνία εκτύπωσης : 20.10.2019

Έκδοση : 1.0.0

αβοκάντο.

Επικίνδυνο περιεχόμενο

SILOXANES AND SILICONES, DI-ME, 3-3-(3-COCO AMIDOPROPYL) DIMETHYLAMMONIO-2-HYDROXYPROPOXYPROPYL GROUP- TERMINATED, ACETATES (SALTS) ; Αριθμός CAS : 134737-05-6

Ποσοστό βάρους : $\geq 1 - < 5 \%$

Ταξινόμηση 1272/2008 [CLP] : Aquatic Chronic 3 ; H412

ΔΕΥΤΕΡΟΤΑΓΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗ, ΑΙΘΟΞΥΛΙΩΜΕΝΗ (> 5 - 15 EO) ; Αριθμός REACH : - ; Αριθμός CAS : 68131-40-8

Ποσοστό βάρους : $\geq 1 - < 3 \%$

Ταξινόμηση 1272/2008 [CLP] : Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302

Περαιτέρω πληροφορίες

Κείμενο των φράσεων H- και EUH: βλέπε τμήμα 16.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

Γενικές πληροφορίες

Σε περίπτωση αμφιβολίας ή εάν εμφανιστούν συμπτώματα αναζητείστε ιατρική βοήθεια.

Μετά την εισπνοή

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα.

Σε περίπτωση επαφής με την επιδερμίδα

Ξέπλυμα με άφθονο νερό. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή εάν εμφανιστούν συμπτώματα αναζητείστε ιατρική βοήθεια.

Μετά την επαφή με τα μάτια

Ξεπλύνετε αμέσως κάτω από νερό και με ανοιχτό βλέφαρο για 10 με 15 λεπτά και επισκεφτείτε έναν οφθαλμίατρο.

Μετά την κατάποση

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα. Ποτέ χορήγηση δια του στόματος σε άτομα τα οποία έχουν χάσει τις αισθήσεις τους ή σε συσπάσεις.

4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Κανένας

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

5.1 Πυροσβεστικά μέσα

Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα

Διοξείδιο του άνθρακα (CO2) Πυροσβεστική σκόνη Πίδακας νερού Σπρέυ νερού Το προϊόν δεν είναι εύφλεκτο. Προσαρμογή των μέτρων πυρόσβεσης αναλόγως την περιοχή.

Ακατάλληλα πυροσβεστικά μέσα

Δυνατός πίδακας νερού

5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

μονοξείδιο του άνθρακα Διοξείδιο του άνθρακα Διοξείδιο το πυριτίου (SiO2)

Επικίνδυνες ουσίες καύσης

Καμία γνωστή.

5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Προσαρμόστε τον προστατευτικό εξοπλισμό στην περιβάλλουσα πυρκαγιά.

Ειδική προστατευτική ενδυμασία για την πυρόσβεση

Προσαρμόστε τον προστατευτικό εξοπλισμό στην περιβάλλουσα πυρκαγιά.

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

σύμφωνα με Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH)

Εμπορική ονομασία : XO Fabric Makeup
Αναθεώρηση : 17.10.2019
Ημερομηνία εκτύπωσης : 20.10.2019

Έκδοχή : 1.0.0

6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Χρησιμοποιήστε προσωπική προστατευτική ενδυμασία. Βλέπε προστατευτικά μέτρα στις ενότητες 7 και 8.

Για προσωπικό μη έκτακτης ανάγκης

Χρησιμοποιήστε προσωπική προστατευτική ενδυμασία. Βλέπε προστατευτικά μέτρα στις ενότητες 7 και 8.

Για άτομα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες

Ατομική προστασία

Βλέπε προστατευτικά μέτρα στις ενότητες 7 και 8.

6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Μην επιτρέπετε να εισέλθει στο έδαφος/υπέδαφος. Προφυλάξτε από την εισροή στο αποχετευτικό σύστημα ή στο υγρό περιβάλλον.

6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Για τον καθαρισμό

Μαζέψτε με συνδετικό μέσο για νερό (άμμος, διατομίτης, συνδετικό μέσο για οξεία, γενικό συνδετικό μέσο). Χειρισμός του συσσωρευμένου προϊόντος σύμφωνα με το κεφάλαιο διάθεσης απορριμμάτων.

6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Κανένας

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Να φυλάσσεται/αποθηκεύεται μόνο στον αυθεντικό περιέκτη. Παρακαλούμε προσέξτε τις οδηγίες ασφαλείας και τις οδηγίες χρήσης στο δοχείο.

Μέτρα ασφαλείας

Μέτρα πυροπροστασίας

Συνήθη μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη πυρκαγιών. Μη καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.

7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων

Προϋποθέσεις για χώρους φύλαξης και για δοχεία

Να φυλάσσεται/αποθηκεύεται μόνο στον αυθεντικό περιέκτη. Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο. Διατηρείστε σε δροσερό, καλά εξαεριζόμενο χώρο. Μην αποθηκεύετε σε θερμοκρασίες κάτω των 5 °C.

Οδηγίες για την αποθήκευση σε κοινόχρηστους χώρους

Αποθηκεύετε τα τρόφιμα ξεχωριστά.

7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Κανένας

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

8.1 Παράμετροι ελέγχου

Τιμές DNEL/PNEL

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για το ίδιο το σκεύασμα.

8.2 Έλεγχος έκθεσης

Ατομική προστασία

Προστασία ματιών/προσώπου

Δεν είναι απαραίτητα ιδιαίτερα προληπτικά μέτρα.

Προστασία του δέρματος

Προστασία χεριών

Σύντομη έκθεση (Επίπεδο 2: < 30 λεπτά): αναλώσιμα γάντια σύμφωνα με το πρότυπο EN374 κατηγορία III, π.χ.

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

σύμφωνα με Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH)

Εμπορική ονομασία : XO Fabric Makeup
Αναθεώρηση : 17.10.2019
Ημερομηνία εκτύπωσης : 20.10.2019

Έκδοση : 1.0.0

από ελαστικό νιτριλίου, πάχος υλικού 0,1 mm.
Παρατεταμένη έκθεση (Επίπεδο 6: < 480 λεπτά): προστατευτικά γάντια σύμφωνα με το πρότυπο EN374 κατηγορία III, π.χ. από ελαστικό νιτριλίου, πάχος υλικού 0,7 mm.
Κατά την εργασία με χημικές ουσίες επιτρέπεται μόνο η χρήση προστατευτικών γαντιών τα οποία φέρουν το χαρακτηρισμό CE και τον τετραψήφιο κωδικό.

Σωματική προστασία

Σωματική προστασία: μη απαραίτητο.

Προστασία των αναπνευστικών

Δεν είναι απαραίτητα ιδιαίτερα προληπτικά μέτρα.

Γενικές πληροφορίες

Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Πλύνετε τα χέρια πριν τα διαλείμματα και κατά το τέλος της εργασίας με το προϊόν. Φυλάξτε ξεχωριστά την ενδυμασία εργασίας. Στο χώρο εργασίας απαγορεύεται το φαγητό, το ποτό, το κάπνισμα και το φτάρνισμα.

Περαιτέρω μέτρα προστασίας

Τεχνικά μέτρα για την αποφυγή της έκθεσης

Τήρηση επαρκούς αερισμού.

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Εμφάνιση : Υγρό

Χρώμα : λευκός

Οσμή : χαρακτηριστικός

Χαρακτηριστικά μεγέθη σχετικά με την τεχνική ασφάλεια

Σημείο τήξεως/σημείο πήξεως :	(1013 hPa)	δεν έχει προσδιορισθεί
Αρχικό σημείο ζέσης και περιοχή ζέσης :	(1013 hPa)	περίπου. 100 °C
Θερμοκρασία αποσύνθεσης :	(1013 hPa)	δεν έχει προσδιορισθεί
Σημείο ανάφλεξης :		ανεφάρμοστος
Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης :		ανεφάρμοστος
Κατώτερο όριο εκρηκτικότητας :		ανεφάρμοστος
Ανώτερο όριο έκρηξης :		ανεφάρμοστος
Πίεση ατμού :	(50 °C)	δεν έχει προσδιορισθεί
Πυκνότητα :	(20 °C)	0,988 - 0,998 g/cm ³
Δοκιμασία διαχώρισης διαλύτων :	(20 °C)	< 3 %
Υδατοδιαλυτότητα :	(20 °C)	100 Bar-%
pH :		2,5 - 5,5
log P O/W :		δεν έχει προσδιορισθεί
Χρόνος εξάντλησης δοχείο Ford :	(20 °C)	< 20 s Κύπελλο DIN 4 mm
Όριο οσμών :		δεν έχει προσδιορισθεί
Μέγιστη συγκέντρωση σε ΠΟΕ (ΕΚ):		0 Bar-%
Οξειδωτικά υγρά :	Ανεφάρμοστος.	
Εκρηκτικές ιδιότητες :	Ανεφάρμοστος.	
Διαβρωτικά μετάλλων :	Δεν διαβρώνει τα μέταλλα.	

9.2 Άλλες πληροφορίες

Κανένας

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

σύμφωνα με Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH)

Εμπορική ονομασία : XO Fabric Makeup
Αναθεώρηση : 17.10.2019
Ημερομηνία εκτύπωσης : 20.10.2019

Έκδοχή : 1.0.0

10.1 Αντιδραστικότητα

Καμία, εάν ο χειρισμός συμμορφώνεται με τις οδηγίες.

10.2 Χημική σταθερότητα

Σταθερό στις συνιστώμενες συνθήκες αποθήκευσης και χειρισμού (βλ. ενότητα 7).

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Καμία, εάν ο χειρισμός συμμορφώνεται με τις οδηγίες.

10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

10.5 Μη συμβατά υλικά

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Καμία γνώση.

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις

Οξεία τοξικότητα

Οξεία στοματική τοξικότητα

Παράμετρος :	ATE _{mix} υπολογισμένος
Οδός έκθεσης :	Στοματική
Δραστική δόση :	41667 mg/kg
Παράμετρος :	ATE (ΔΕΥΤΕΡΟΤΑΓΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗ, ΑΙΘΟΞΥΛΙΩΜΕΝΗ (> 5 - 15 ΕΟ) ; Αριθμός CAS : 68131-40-8)
Οδός έκθεσης :	Στοματική
Δραστική δόση :	500 mg/kg

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Πρακτική εμπειρία/σε ανθρώπους

Δεν υπάρχουν γνωστές τοξικές επιδράσεις στους ανθρώπους.

Οξεία δερμική τοξικότητα

Παράμετρος :	ATE _{mix} υπολογισμένος
Οδός έκθεσης :	Δερματική
Δραστική δόση :	ασήμαντο

Οξεία εισπνευστική τοξικότητα

Παράμετρος :	ATE _{mix} υπολογισμένος
Οδός έκθεσης :	Κατάποση (ατμούς)
Δραστική δόση :	ασήμαντο

Διάβρωση

Επαφή με τα μάτια Μη καυστικός. Μέθοδος : OECD 437.

Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρματος

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

Επιδράσεις ΚΜΤ (καρκινογένεση, μεταλλαξιμότητα και τοξικότητα κατά την αναπαραγωγή)

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

11.5 Περαιτέρω πληροφορίες

Η ταξινόμηση έγινε βάσει των μεθόδων αξιολόγησης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1272/2008 [CLP] καθώς και δικών μας ερευνών.

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

12.1 Τοξικότητα

Τοξικότητα των υδάτων

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

σύμφωνα με Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH)

Εμπορική ονομασία : ΧΟ Fabric Makeup
Αναθεώρηση : 17.10.2019
Ημερομηνία εκτύπωσης : 20.10.2019

Έκδοχή : 1.0.0

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για το ίδιο το σκεύασμα.

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης

Αναερόβια αποσύνθεση

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Βιολογικά αποικοδομήσιμο

Το επιφανειοδραστικό που περιέχονται σε αυτό το μείγμα πληροί τα κριτήρια βιοδιασπασιμότητας τα οποία ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ 648/2004 σχετικά με τα απορρυπαντικά.

12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος

Διανομή

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Προσρόφηση

12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαB

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

12.7 Πρόσθετα οικοτοξικολογικά στοιχεία

Μην επιτρέπετε να εισέλθει στο έδαφος/υπέδαφος. Προφυλάξτε από την εισροή στο αποχετευτικό σύστημα ή στο υγρό περιβάλλον.

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Αποκομιδή του προϊόντος/συσκευασίας

Κωδικός/περιγραφή απορριμάτων σύμφωνα με EWC/AVV

Κωδικός απορριμμάτων προϊόν

Πυκνό διάλυμα/μεγαλύτερες ποσότητες: 07 06 99 απόβλητα, μη προδιαγραφόμενα άλλως

Λύσεις επεξεργασίας απορριμάτων

Διάθεση σύμφωνα με τις προδιαγραφές / Προϊόν

Διάθεση υπό την τήρηση των υπηρεσιακών ρυθμίσεων. Συμβουλευτείτε την αρμόδια υπηρεσία για την διάθεση των απορριμμάτων.

Διάθεση σύμφωνα με τις προδιαγραφές / Συσκευασία

Μή μολυσμένες και άδειες συσκευασίες μπορούν να ανακυκλωθούν. Χειριστείτε τις μολυσμένες συσκευασίες όπως το προϊόν.

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

14.1 Αριθμός ΟΗΕ

Σύμφωνα με τις διατάξεις μεταφοράς το προϊόν αυτό δεν χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνο.

14.2 Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ

Σύμφωνα με τις διατάξεις μεταφοράς το προϊόν αυτό δεν χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνο.

14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά

Σύμφωνα με τις διατάξεις μεταφοράς το προϊόν αυτό δεν χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνο.

14.4 Ομάδα συσκευασίας

Σύμφωνα με τις διατάξεις μεταφοράς το προϊόν αυτό δεν χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνο.

14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Σύμφωνα με τις διατάξεις μεταφοράς το προϊόν αυτό δεν χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνο.

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

σύμφωνα με Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH)

Εμπορική ονομασία : XO Fabric Makeup
Αναθεώρηση : 17.10.2019
Ημερομηνία εκτύπωσης : 20.10.2019

Έκδοχή : 1.0.0

- Κανένας
- 14.7 Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL και τον κώδικα IBC**
δεν εφαρμόζεται

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα

- 15.1 Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα**
Εθνικές διατάξεις
Επισημάνσεις αναφορικά με τον περιορισμό απασχόλησης
Κανένας
- 15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας**
Για το μίγμα αυτό δεν έχει διενεργηθεί αξιολόγηση χημικής ασφάλειας.

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

16.1 Επισημάνσεις αλλαγής

16.2 Συντομογραφία και ακρώνυμα

ADR = Ευρωπαϊκή Συμφωνία σχετικά με τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων
ATE = εκτιμήσεις οξείας τοξικότητας
CAS = Υψηλές Χημικών Περιλήψεις
CLP = Κανονισμός για την Ταξινόμηση, Επισημάνση και Συσκευασία [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008]
CMR = καρκινογόνος, μεταλλαξιογόνος και τοξική για την αναπαραγωγή ουσία
CO₂ = διοξείδιο του άνθρακα
DMEI = παράγωγο επίπεδο με ελάχιστες επιπτώσεις
DNEL = παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις
EC = Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ)
EC50 = μισή μέγιστη αποτελεσματική συγκέντρωση
EN = Ευρωπαϊκό Πρότυπο
EU = Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)
Εήλωση EUH = δήλωση κινδύνου ειδική του CLP
EWC = Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων
GHS = σύστημα οικουμενικής εναρμόνισης για την ταξινόμηση και την επισημάνση των χημικών ουσιών
Εήλωση H = δήλωση επικινδυνότητας GHS
IATA = Διεθνής Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών
ICAO-TI = Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας-Τεχνικές Οδηγίες
IMDG = Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικίνδυνων Εμπορευμάτων
LC50 = διάμεσος θανατηφόρου συγκέντρωσης
LD50 = διάμεσος θανατηφόρου δόσης
LogPow = λογάριθμος του συντελεστή κατανομής οκτανόλης/νερού
MARPOL 73/78 = Διεθνής Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από τα Πλοία, 1973 όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του 1978. («Marpol» = θαλάσσια ρύπανση)
NOEC/NOEL = συγκέντρωση μη παρατηρούμενης επιδράσεως/επίπεδο στο οποίο δεν παρατηρούνται επιδράσεις
OECD = Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)
PBT = ανθεκτικό, βιοσυσσωρεύσιμο και τοξικό
PNEC = προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις
REACH = Κανονισμός για την Καταχώριση, Αξιολόγηση, Αδειοδότηση και τους Περιορισμούς των Χημικών Προϊόντων [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006]
RID = Κανονισμοί για τη Διεθνή Σιδηροδρομική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων
RMM = μέτρο διαχείρισης κινδύνου
RRN = αριθμός καταχώρησης REACH
STOT-RE = ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - επαναλαμβανόμενη έκθεση
STOT-SE = ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - μία εφάπαξ έκθεση
SVHC = ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

σύμφωνα με Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH)

Εμπορική ονομασία : XO Fabric Makeup
Αναθεώρηση : 17.10.2019
Ημερομηνία εκτύπωσης : 20.10.2019

Εκδοχή : 1.0.0

TLV/STEL = οριακή τιμή κατωφλίου/όριο βραχυπρόθεσμης έκθεσης
TLV/TWA = οριακή τιμή κατωφλίου/μέση χρονικά σταθμισμένη τιμή
UN = Ηνωμένα Έθνη (HE)
VOC = πτητική οργανική ένωση
vPvB = άκρως ανθεκτικό και άκρως βιοσυσσωρεύσιμο

16.3 Σημαντική βιβλιογραφία και πηγές

Κανένας

16.4 Κατάταξη των μειγμάτων και χρησιμοποιημένη μέθοδο βαθμολόγησης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 [CLP]

Η ταξινόμηση έγινε βάσει των μεθόδων αξιολόγησης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1272/2008 [CLP] καθώς και δικών μας ερευνών.

16.5 Κείμενο των φράσεων H-και EUH (Αριθμός και πλήρες κείμενο)

H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

16.6 Οδηγίες για την εκπαίδευση

Κανένας

16.7 Περαιτέρω πληροφορίες

Προσέξτε τις οδηγίες χρήσεως στην επιγραφή.

Οι πληροφορίες σ' αυτό το έντυπο ασφαλείας ανταποκρίνονται στα μέτρα ασφαλείας του προϊόντος, όπως αυτά έχουν μέχρι την ημερομηνία ενημέρωσης του εντύπου. Οι πληροφορίες σας δείχνουν σημεία αναφοράς για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος που αναφέρεται στις οδηγίες χρήσεως καθώς και για την αποθήκευση, επεξεργασία, μεταφορά και διάθεση. Οι πληροφορίες δεν ισχύουν για άλλα προϊόντα. Σε περίπτωση προσθήκης άλλων υλικών στο προϊόν ή σε περίπτωση επεξεργασίας του προϊόντος, οι πληροφορίες αυτών των οδηγιών χρήσης δεν μπορούν να μεταφερθούν έτσι απλά στο νέο προϊόν.