

Sigurnosno-tehnički list

prema Uredba (EZ) br. 1907/2006 (REACH)

Komercijalno ime : XO Fabric Makeup
Datum obrade : 17.10.2019
Datum ispisa : 20.10.2019

Verzija : 1.0.0

ODJELJAK 1.: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

1.1 Identifikacijska oznaka proizvoda

XO Fabric Makeup

1.2 Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

Relevantna identificirana upotreba

XO Fabric Makeup čisti i njeguje sve navlake za stolice izrađene od umjetne kože i vrlo učinkovito održava stomatološke stolice za tretmane te druge navlake od umjetne kože.

Kategorije proizvoda [PC]

PC35 - PC 35 - Sredstva za pranje i čišćenje

Ne preporučuje se upotrebe

Nema, ako se propisno rukuje.

Napomena

Proizvod je namijenjen za profesionalnu upotrebu.

1.3 Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Dobavljač (proizvođač/uvoznik/ekskluzivni zastupnik/krajnji korisnik/trgovac)

orochemie GmbH + Co. KG

Ulica : Max-Planck-Straße 27

Poštanski broj/mjesto : 70806 Kornwestheim

Telefon : +49 7154 1308-0

Telefaks : +49 7154 1308-40

Kontakt-osoba za informacije : XO CARE A/S, Håndværkersvinget 6, DK-2970 Hørsholm

Tel: +45 7020 5511, Fax: +45 7020 5510, info@xo-care.com, xo-care.com

1.4 Broj telefona za izvanredna stanja

INT: +49 6132 84463 (24 h/7 d)

ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti

2.1 Razvrstavanje tvari ili smjese

Klasifikacija sukladno uredbi (EZ) br. 1272/2008 [CLP]

Ne

Postupak klasifikacije

Klasifikacija je provedena u skladu s postupkom izračunavanja prema odredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP) i prema osobnim istraživanjima.

2.2 Elementi označivanja

Oznaka sukladno odredbi (EU) br. 1272/2008 [CLP]

Posebni propisi za dodatne oznake za određene smjese

EUH210

Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.

2.3 Ostale opasnosti

Ne

ODJELJAK 3.: Sastav/informacije o sastojcima

3.2 Smjese

Opis

XO Fabric Makeup sadržava specijalne tenzide, silikonske spojeve i komponente za održavanje proizvedene od ulja avokada.

Opasni sastojci

SILOXANES AND SILICONES, DI-ME, 3-3-(3-COCO AMIDOPROPYL) DIMETHYLAMMONIO-2-HYDROXYPROPOXYPROPYL GROUP- TERMINATED, ACETATES (SALTS) ; CAS br. : 134737-05-6

Sigurnosno-tehnički list

prema Uredba (EZ) br. 1907/2006 (REACH)

Komercijalno ime : XO Fabric Makeup
Datum obrade : 17.10.2019
Datum ispisa : 20.10.2019

Verzija : 1.0.0

Težinski udio : $\geq 1 - < 5 \%$
Klasifikacija 1272/2008 [CLP] : Aquatic Chronic 3 ; H412
SEKUNDARNI ALKOHOL, ETOKSILIRAN ($> 5 - 15$ EO) ; REACH-br. : - ; CAS br. : 68131-40-8
Težinski udio : $\geq 1 - < 3 \%$
Klasifikacija 1272/2008 [CLP] : Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302

Dodatne informacije

Doslovno značenje H- i EUH fraze: vidi odlomak 16.

ODJELJAK 4.: Mjere prve pomoći

4.1 Opis mjera prve pomoći

Opće napomene

U slučaju dvojbe ili ako postoje simptomi, uvijek zatražiti savjet liječnika.

Nakon udisanja

Nisu potrebne nikakve posebne mjere.

Ako dođe u dodir s kožom

Oprati s dosta vode. U slučaju dvojbe ili ako postoje simptomi, uvijek zatražiti savjet liječnika.

Nakon kontakta s očima

Ako dođe u dodir s očima, odmah uz otvorene kapke ispirati tekućom vodom 10 do 15 min. i konzultirati oftalmologa.

Nakon gutanja

Nisu potrebne nikakve posebne mjere. Nikada ne davati da pije osobi koja je u nesvjesti ili koja se grči.

4.2 Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Nema informacija.

4.3 Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

Ne

ODJELJAK 5.: Mjere gašenja požara

5.1 Sredstva za gašenje

Prikladna sredstva za gašenje

Ugljični dioksid (CO₂) Prah za gašenje Prskavi mlaz vode Vodena maglica Sam proizvod ne gori. postupke pri gašenju prilagoditi okolišu.

Neprikladna sredstva za gašenje

Vodeni mlaz

5.2 Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

ugljični monoksid Ugljični dioksid Silicijev dioksid (SiO₂)

Opasni produkti izgaranja

Nije poznato.

5.3 Savjeti za gasitelje požara

Zaštitna odjeća mora biti prikladna za požar u okolnom području.

Posebna protupožarna zaštitna oprema

Zaštitna odjeća mora biti prikladna za požar u okolnom području.

ODJELJAK 6.: Mjere kod slučajnog ispuštanja

6.1 Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Koristiti osobnu zaštitnu opremu. Vidi mjere zaštite točka 7 i 8.

Za osobe koje se ne ubrajaju u interventno osoblje

Koristiti osobnu zaštitnu opremu. Vidi mjere zaštite točka 7 i 8.

Sigurnosno-tehnički list

prema Uredba (EZ) br. 1907/2006 (REACH)

Komercijalno ime : XO Fabric Makeup
Datum obrade : 17.10.2019
Datum ispisa : 20.10.2019

Verzija : 1.0.0

Za interventno osoblje

Osobna zaštitna oprema

Vidi mjere zaštite točka 7 i 8.

6.2 Mjere zaštite okoliša

Ne dopustiti da dopre u podlogu/tlo. Ne dozvoliti da dospije u kanalizaciju ili vode.

6.3 Metode i materijal za sprečavanje širenja i čišćenje

Za čišćenje

Ukloniti materijalima koji vežu tekućinu (pijesak, infuzorijska zemlja, vezivo za kiseline, univerzalno vezivo). Primljeni materijal tretirati sukladno odlomku o zbrinjavanju.

6.4 Uputa na druge odjeljke

Ne

ODJELJAK 7.: Rukovanje i skladištenje

7.1 Mjere opreza za sigurno rukovanje

Čuvati/skladištiti samo u originalnim spremnicima. Pridržavajte se napomena o sigurnosti i uputa za uporabu na bubunju.

Mjere zaštite

Mjere zaštite od požara

Uobičajene mjere prevencije od požara. Pri rukovanju ne pušiti.

7.2 Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Zahtjevi za skladišta i spremnike

Čuvati/skladištiti samo u originalnim spremnicima. Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima. Spremnik čuvati na hladnom, dobro zračenom mjestu. Ne pohranjujte na temperaturi nižoj od 5 °C.

Upute o zajedničkom uskladištenju

Namirnice pohranite zasebno.

7.3 Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Ne

ODJELJAK 8.: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

8.1 Nadzorni parametri

Vrijednosti DNEL-a/PNEC-a

Nema dostupnih podataka o samoj preparaciji.

8.2 Nadzor nad izloženošću

Osobna zaštitna oprema

Zaštita očiju/lica

Nisu potrebne posebne mjere opreza.

Zaštita za kožu

Zaštita za ruke

Kratkotrajno izlaganje (razina 2: < 30 min): rukavice za jednokratnu uporabu prema EN374 kategorija III, npr. nitrilna guma, debljina materijala 0,1 mm.

Dugotrajno izlaganje (razina 6: < 480 min): zaštitne rukavice prema EN374 kategorija III, npr. nitrilna guma, debljina materijala 0,7 mm.

Pri rukovanju kemijskim agensima obavezno nositi zaštitne rukavice za rad s kemikalijama s oznakom CE i četveroznamenkastim kontrolnim brojem.

Zaštita za tijelo

Zaštita za tijelo: nije potrebno.

Zaštita dišnih puteva

Nisu potrebne posebne mjere opreza.

Sigurnosno-tehnički list

prema Uredba (EZ) br. 1907/2006 (REACH)

Komercijalno ime : XO Fabric Makeup
Datum obrade : 17.10.2019
Datum ispisa : 20.10.2019

Verzija : 1.0.0

Opće napomene

Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Prije odmora i na kraju rada oprati ruke. radnu odjeću držati odvojeno. Na radnom mjestu nije dozvoljeno jesti, piti, pušiti ili šmrkati.

Ostale mjere zaštite

Tehničke mjere prevencije eksplozije
pobrinuti se za zadovoljavajuću ventilaciju.

ODJELJAK 9.: Fizikalna i kemijska svojstva

9.1 Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

Izgled : Tekuć

Boja : bijel

Miris : karakterističan

Sigurnosno-tehnički parametri

Talište/točka smrzavanja :	(1013 hPa)		nije određeno	
Vrelište/područje vrenja :	(1013 hPa)	ca/cca.	100	°C
Temperatura raspadanja :	(1013 hPa)		nije određeno	
Plamište :			nije upotrebljivo	
Temperatura samozapaljenja :			nije upotrebljivo	
Donja granica eksplozivnosti :			nije upotrebljivo	
Gornja granica eksplozivnosti :			nije upotrebljivo	
Pritisak pare :	(50 °C)		nije određeno	
Gustoća :	(20 °C)		0,988 - 0,998	g/cm ³
Test separacije otapala :	(20 °C)	<	3	%
Topivost u vodi :	(20 °C)		100	Težinski-%
pH :			2,5 - 5,5	
log P O/W :			nije određeno	
Vrijeme istjecanja :	(20 °C)	<	20	s DIN-cup 4 mm
Mirisni prag :			nije određeno	
Maksimalni VOC-sadržaj (EZ) :			0	Težinski-%
Oksidirajuće tekućine :	Nije upotrebljivo.			
Eksplozivna svojstva :	Nije upotrebljivo.			
Korozivno djeluje na metale :	Ne djeluje korozivno na metale.			

9.2 Ostale informacije

Ne

ODJELJAK 10.: Stabilnost i reaktivnost

10.1 Reaktivnost

Nema, ako se propisno rukuje.

10.2 Kemijska stabilnost

Stabilno pod preporučenim uvjetima pohrane i rukovanja (vidjeti odjeljak 7).

10.3 Mogućnost opasnih reakcija

Nema, ako se propisno rukuje.

10.4 Uvjeti koje treba izbjegavati

Nema informacija.

10.5 Inkompatibilni materijali

Nema informacija.

10.6 Opasni proizvodi raspadanja

Nije poznato.

Sigurnosno-tehnički list

prema Uredba (EZ) br. 1907/2006 (REACH)

Komercijalno ime : XO Fabric Makeup
Datum obrade : 17.10.2019
Datum ispisa : 20.10.2019

Verzija : 1.0.0

ODJELJAK 11.: Toksikološke informacije

11.1 Informacije o toksikološkim učincima

Akutna toksičnost

Akutna oralna toksičnost

Parametar : ATEmix izračunat
Način izloženosti : Oralni
Aktivna količina : 41667 mg/kg
Parametar : ATE (SEKUNDARNI ALKOHOL, ETOKSILIRAN (> 5 - 15 EO) ; CAS br. : 68131-40-8)
Način izloženosti : Oralni
Aktivna količina : 500 mg/kg
Nema dostupnih podataka.

Iskustva iz prakse/na ljudima

Nisu poznati toksični utjecaji na ljude.

Akutna dermalna otrovnost

Parametar : ATEmix izračunat
Način izloženosti : Kožni
Aktivna količina : irelevantno

Akutna inhalatorna otrovnost

Parametar : ATEmix izračunat
Način izloženosti : Inhalacija (paru)
Aktivna količina : irelevantno

Nagrizanje

Kontakt s očima Ne iritira. Metoda : OECD 437.

Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože

Nema informacija.

CMR-efekti (kancerogeni, mutageni i štetni za fertilitet)

Nema informacija.

11.5 Dodatni podaci

Klasifikacija je provedena u skladu s postupkom izračunavanja prema odredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP) i prema osobnim istraživanjima.

ODJELJAK 12.: Ekološke informacije

12.1 Toksičnost

Toksičnost vode

Nema dostupnih podataka o samoj preparaciji.

12.2 Postojanost i razgradivost

Abiotska razgradnja

Nema dostupnih podataka.

Biološka razgradnja

Surfaktant koji se nalaze u ovom smjesu je u skladu s kriterijima biorazgradivosti, kao što je navedeno u Odredbi (EC) br.648/2004 o deterdžentima.

12.3 Bioakumulacijski potencijal

Nema informacija.

12.4 Pokretljivost u tlu

Distribucija

Nema raspoloživih podataka

Adsorpcija

12.5 Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

Sigurnosno-tehnički list

prema Uredba (EZ) br. 1907/2006 (REACH)

Komercijalno ime : XO Fabric Makeup
Datum obrade : 17.10.2019
Datum ispisa : 20.10.2019

Verzija : 1.0.0

Nema informacija.

12.6 Ostali štetni učinci

Nema informacija.

12.7 Dodatne ekotoksikološke informacije

Ne dopustiti da dopre u podlogu/tlo. Ne dozvoliti da dospije u kanalizaciju ili vode.

ODJELJAK 13.: Zbrinjavanje

13.1 Metode obrade otpada

Zbrinjavanje proizvoda/ambalaže

Kodovi za otpad/oznake otpada sukladno EWC / AW

Ključ za razvrstavanje otpadaka proizvod/produkt

Koncentrat/veće količine: 07 06 99 otpad, drugačije nije navedeno

Mogućnosti obrade otpada

Stručno zbrinjavanje / Proizvod/produkt

odstraniti sukladno službenim odredbama. Konzultirati nadležnog ovlaštenog stručnjaka u vezi zbrinjavanja otpada.

Stručno zbrinjavanje / Ambalaža

Nekontaminiranu i posve ispraznjenu ambalažu može se reciklirati. Kontaminirana pakovanja treba tretirati isto kao proizvod.

ODJELJAK 14.: Informacije o prijevozu

14.1 UN broj

Neopasni teret obzirom na transportne propise.

14.2 Pravilno otpremno ime prema UN-u

Neopasni teret obzirom na transportne propise.

14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu

Neopasni teret obzirom na transportne propise.

14.4 Skupina pakiranja

Neopasni teret obzirom na transportne propise.

14.5 Opasnosti za okoliš

Neopasni teret obzirom na transportne propise.

14.6 Posebne mjere opreza za korisnika

Ne

14.7 Prijevoz u različenom stanju u skladu s Prilogom II. Konvenciji MARPOL i Kodeksom IBC

ne odnosi se na

ODJELJAK 15.: Informacije o propisima

15.1 Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

Nacionalni propisi

Upute o ograničenju aktivnosti

Ne

15.2 Procjena kemijske sigurnosti

Za ovu smjesu nije provedena ocjena sigurnosti materijala.

ODJELJAK 16.: Ostale informacije

Sigurnosno-tehnički list

prema Uredba (EZ) br. 1907/2006 (REACH)

Komercijalno ime : XO Fabric Makeup
Datum obrade : 17.10.2019
Datum ispisa : 20.10.2019

Verzija : 1.0.0

16.1 Upute za promjenu

16.2 Kratice i akronimi

ADR = Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari
ATE = procjena akutne toksičnosti
CAS = Služba za podatke o kemijskim tvarima
CLP = Uredba o ravrstavanju, označavanju i pakiranju kemikalija [Uredba (EZ) br. 1272/2008]
CMR = tvar koja je kancerogena, mutagena ili toksična za reprodukciju
CO₂ = ugljični dioksid
DMEL = granični prag za minimalni učinak
DNEL = granični prag za razine bez učinka
EC = Europska komisija
EC50 = srednja učinkovita koncentracija
EN = europski standard (norma)
EU = Europska unija
EUH obavijest (EUH statement) = CLP-specifična obavijest opasnosti
EWC = europski katalog otpada
GHS = Globalno usklađeni sustav klasifikacije i označavanja kemikalija
H obavijest (H statement) = GHS obavijest opasnosti
IATA = Međunarodna udruga za zračni prijevoz
ICAO-TI = Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo-tehničke upute
IMDG = Međunarodni pomorski prijevoz opasnih tvari
LC50 = medijan letalne koncentracije
LD50 = medijan letalne doze
LogPow = logaritamski koeficijent raspodjele oktanol/voda
MARPOL 73/78 = Međunarodna konvencija o sprečavanju zagađenja s brodova iz 1973. prilagođena prema protokolu iz 1978. ("Marpol" = zagađenje mora, od engl. marine pollution)
NOEC/NOEL = koncentracija/razina pri kojoj nije opažen učinak
OECD = Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj
PBT = perzistentno, bioakumulativno i toksično
PNEC = predviđena koncentracija bez učinka
REACH = Uredba o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija [Uredba (EZ) br. 1907/2006]
RID = Propisi o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom
RMM = mjera upravljanja rizicima
RRN = REACH registracijski broj
STOT-RE = specifična toksičnost za ciljane organe - ponovljena izloženost
STOT-SE = specifična toksičnost za ciljane organe - jednokratna izloženost
SVHC = posebno zabrinjavajuće tvari
TLV/STEL = maksimalna granična vrijednost/ograničenje kratkoročne izloženosti
TLV/TWA = maksimalna granična vrijednost/vremenski prosjek
UN = Ujedinjeni narodi
VOC = hlapljiva organska tvar
vPvB = vrlo perzistentno i vrlo bioakumulativno

16.3 Popis važne literature i izvora podataka

Ne

16.4 Klasifikacija smjese i korištena metoda evaluacije sukladno uredbe (EZ) br. 1272/2008 [CLP]

Klasifikacija je provedena u skladu s postupkom izračunavanja prema odredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP) i prema osobnim istraživanjima.

16.5 Doslovno značenje H- i EUH-fraze (Broj i puni tekst)

H302	Štetno ako se proguta.
H318	Uzrokuje teške ozljede oka.
H412	Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

16.6 Instrukcije

Ne

16.7 Dodatni podaci

Držati se uputa na etiketi.

Sigurnosno-tehnički list

prema Uredba (EZ) br. 1907/2006 (REACH)

Komercijalno ime : XO Fabric Makeup
Datum obrade : 17.10.2019
Datum ispisa : 20.10.2019

Verzija : 1.0.0

Podatci na sigurnosnom listu odgovaraju našim saznanjima o sigurnosnim mjerama na dan tiskanja. Ove informacije će Vam dati uporište za sigurno rukovanje proizvodom navedenim na ovom sigurnosnom listu pri skladištenju, obradi, transportu i zbrinjavanju. Podatci ne vrijede za druge proizvode. Ako je proizvod pomiješan s drugim materijalima, ako se miješa ili prerađuje, Ili se obradi, podatci iz sigurnosnog lista ne mogu se prenositi na tako pripremljeni novi materijal, osim ako se u tom slučaju ne pokaže nešto značajno drukčije.
